



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301  
订货 e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## Actin抗体(smooth muscle specific, 小鼠单抗)

产品编号	产品名称	包装
AA132	Actin抗体(smooth muscle specific, 小鼠单抗)	>20次

### 产品简介:

来源	用途	可检测样品	抗体类型	α-actin分子量
Mouse	WB, IF, IHC, ELISA	Mam, C, S, Fr	IgG2a	~42kD

WB, Western blot; IF, Immunofluorescence; IHC, Immunohistochemistry.

Mam, mammalian, including human, mouse, rat, bovine, sheep, pig, rabbit, dog, guinea pig; C, chicken; S, snake; Fr, frog.

- 本Actin抗体特异性识别α-smooth muscle actin, 为进口分装, 用人工合成的α-smooth muscle actin N-terminal一段十肽作为抗原制备而成的抗α-smooth muscle actin小鼠单克隆抗体。克隆号为1A4。本Actin抗体(smooth muscle specific)在Western blot或免疫染色时仅识别α-smooth muscle actin。
- Actin即肌动蛋白, 是细胞的一种重要骨架蛋白。同时Actin在细胞分泌、吞噬、 locomotion、 cytoplasmic streaming和 cytokinesis等过程中起重要作用。Actin在不同物种之间高度保守, 以至于很难获得较好的针对actin的抗血清。Actin大致可分为六种, 其中四种是不同肌肉组织特异性的, 包括α-skeletal muscle actin, α-cardiac muscle actin, α-smooth muscle actin, 和γ-smooth muscle actin; 其余两种广泛分布于各种组织中, 包括β-actin (β-non-muscle)和γ-non-muscle actin。不同的actin之间同源性大于90%, 但在N-terminal同源性仅50-60%, 因此N-terminal常被用作actin的抗原。
- α-smooth muscle actin的免疫染色可以用于判断是否是smooth muscle。
- 配套提供了Western一抗稀释液, 可以用于Western检测时的一抗稀释。
- 建议抗体使用时的稀释比例如下(实际使用时需根据抗原水平的高低作适当调整):

WB	IF	IHC	ELISA
1:1000	1:400	1:400	1:1000-5000

- 本抗体如果用于常规的Western检测, 至少可以检测20次。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
AA132-1	Actin抗体(smooth muscle specific, 小鼠单抗)	20μl
AA132-2	Western一抗稀释液	20ml
—	说明书	1份

### 保存条件:

Actin抗体(smooth muscle specific)-20°C保存, Western一抗稀释液-20°C或4°C保存, 一年有效。Western一抗稀释液优先推荐4°C保存, 长期不使用可以考虑-20°C保存, 但冻融可能会导致出现轻微的浑浊和少量不溶物。

### 注意事项:

- 在Western实验后, 请注意回收稀释的抗体。回收的抗体在进行Western实验时至少可以重复使用10次。稀释后的抗体, 包括已经使用过的稀释抗体, 4°C保存。
- 回收后重复使用的抗体, 使用方法同新鲜稀释的抗体。如果在重复使用过程中发现抗体出现轻微混浊现象, 可以10000g离心1-3分钟, 取上清用于后续检测。如果回收的抗体出现明显的絮状物或长霉长菌等情况, 则可以考虑废弃该抗体。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

#### 1. Western检测:

- a. 按照1: 1000用碧云天提供的Western一抗稀释液稀释抗体。
- b. 把经过封闭的蛋白膜与稀释好的一抗4°C缓慢摇动过夜或室温缓慢摇动1-2小时, 确保稀释的抗体至少能在摇动的瞬间覆盖蛋白膜。
- c. 回收稀释的一抗, 4°C保存以备下次继续使用。
- d. 按照Western的实验步骤进行后续的洗涤、二抗孵育、洗涤和检测等操作。具体操作可以参考如下网页:

## 2. 免疫染色：

可以使用碧云天生产的免疫染色一抗稀释液(P0103)稀释抗体，使用后注意回收稀释好的一抗，具体操作可以参考如下网页：<http://www.beyotime.com/support/immunol-staining.htm>

## 3. 其它实验操作请自行参考适当的protocol进行。

### 使用本产品的文献：

1. Wang X, Huang N, Yang M, Wei D, Tai H, Han X, Gong H, Zhou J, Qin J, Wei X, Chen H, Fang T, Xiao H. . FTO is required for myogenesis by positively regulating mTOR-PGC-1 $\alpha$  pathway-mediatedmitochondria biogenesis. *Cell Death Dis.* 2017 Mar;23(8):e2702.
2. Wang WY, Zhang J, Wu WY, Li J, Ma YL, Chen WH, Yan H, Wang K, Xu WW, Shen JH, Wang YP. . Inhibition of lipoprotein-associated phospholipase A2 ameliorates inflammation and decreasesatherosclerotic plaque formation in ApoE-deficient mice. *PLoS One.* 2011;6(8):e23425.
3. Wu X, Liu BJ, Ji S, Wu JF, Xu CQ, Du YJ, You XF, Li B, Le JJ, Xu HL, Duan XH, Dong JC. . Social defeat stress promotes tumor growth and angiogenesis by upregulating vascular endothelial growth factor/extracellular signal-regulated kinase/matrix metalloproteinase signaling in a mouse model of lung carcinoma. *Mol Med Rep.* 2015 Jul;12(1):1405-12.
4. Li Y, Pu G, Chen C, Yang L. . Inhibition of FHL1 inhibits cigarette smoke extract-induced proliferation in pulmonary arterial smooth muscle cells. *Mol Med Rep.* 2015 Sep;12(3):3801-8.
5. Guang Jun Chen, Yi Heng Chen, Xia Qing Yang, Zhi Jie Li. . Nano-microcapsule basic fibroblast growth factor combined with hypoxia-inducible factor-1 improves random skin flap survival in rats.. *Molecular medicine.* 2016 Feb;13(2):1661-6.
6. Fang Zhou, Aiguo Dai, Yongliang Jiang, Xiaowu Tan, Xiufeng Zhang. . SENP 1 enhances hypoxia induced proliferation of rat pulmonary artery smooth muscle cells by regulating hypoxia inducible factor 1 $\alpha$ . *Molecular medicine.* 2016 Mar;13(4):3482-90.
7. Sun Q, Wu Y, Zhao F, Wang J. . Maresin 1 inhibits transforming growth factor- $\beta$ 1-induced proliferation, migration and differentiation in human lung fibroblasts. *Mol Med Rep.* 2017 Aug;16(2):1523-1529.
8. Jiang Y, Zhou Y, Peng G, Liu N, Tian H, Pan D, Liu L, Yang X, Li C, Li W, Chen L, Ran P, Dai A. . Topotecan prevents hypoxia-induced pulmonary arterial hypertension and inhibits hypoxia-inducible factor-1 $\alpha$  and TRPC channels. *INT J BIOCHEM CELL B.* 2018 Nov;104:161-170.
9. Zhang L, Li B, Zhang B, Zhang H, Suo J. . miR-361 enhances sensitivity to 5-fluorouracil by targeting the FOXM1-ABCC5/10 signaling pathway in colorectal cancer. *Oncol Lett.* 2019 Oct 18(4):4064-4073.
10. Min Ma, Xia-Hui Lin, Hua-Hua Liu, Rui Zhang, Rong-Xin Chen . Suppression of DRP1-mediated mitophagy increases the apoptosis of hepatocellular carcinoma cells in the setting of chemotherapy *Oncol Rep.* 2020 Mar;43(3):1010-1018.
11. Yunhe Lu, Liangdong Li, Lei Chen, Yang Gao, Xin Chen, Yiqun Cao . TRIB3 confers glioma cell stemness via interacting with  $\beta$ -catenin *Environ Toxicol.* 2020 Jun;35(6):697-706.
12. Xinnong Liu, Chengjia Qu, Yongbao Zhang, Jie Fang, Lequn Teng, Rujiao Zhang, Xiangyu Zhang, Chenyang Shen . Chemokine-like factor 1 (CKLF1) aggravates neointimal hyperplasia through activating the NF- $\kappa$ B /VCAM-1 pathway *FEBS Open Bio.* 2020 Sep;10(9):1880-1890.
13. Chaowei Hu, Jing Li, Yunhui Du, Juan Li, Yunyun Yang, Yifan Jia, Lu Peng, Yanwen Qin, Yongxiang Wei . Impact of chronic intermittent hypoxia on the long non-coding RNA and mRNA expression profiles in myocardial infarction *J Cell Mol Med.* 2021 Jan;25(1):421-433.
14. Lingang Xu, Nan Sun, Guangshuai Li, Linbo Liu . LncRNA H19 promotes keloid formation through targeting the miR-769-5p/EIF3A pathway *Mol Cell Biochem.* 2021 Mar;476(3):1477-1487.
15. Feng-Ying Gao, Ji-Cai Pang, Miao Wang, Mai-Xin Lu, Zhi-Gang Liu, Jian-Meng Cao, Xiao-Li Ke, Meng-Meng Yi . Structurally diverse genes encode TLR13 in Nile tilapia: The two receptors can recognize Streptococcus 23S RNA and conduct signal transduction through MyD88 *Mol Immunol.* 2021 Apr;132:60-78.
16. Xinyi Li, Jiaxin Shi, Weijie Zhao, Xixi Huang, Liyuan Cui, Lu Liu, Xueling Jin, Djin Li, Xuan Zhang, Meirong Du . WNT16 from decidua stromal cells regulates HTR8/SVneo trophoblastic cell function via AKT/beta-catenin pathway *Reproduction.* 2022 Mar 10;163(5):241-250.
17. Yicheng Yang, Qixian Zeng, Jianing Gao, Beilan Yang, Jingjing Zhou, Ke Li, Li Li, Anxin Wang, Xin Li, Zhihong Liu, Qin Luo, Zhihui Zhao, Bingyang Liu, Jing Xue, Xue Jiang, Matthew C Konerman, Lemin Zheng, Changming Xiong . High-circulating gut microbiota-dependent metabolite trimethylamine N-oxide is associated with poor prognosis in pulmonary arterial hypertension *Eur Heart J Open.* 2022 Mar 29;2(5):oeac021.
18. Baiping Cui, Yufan Zheng, Xiang Gao, Lihong Zhang, Borui Li, Jia Chen, Xinyan Zhou, Mengyuan Cai, Wenrui Sun, Yuting Zhang, Keejong Chang, Jiayi Xu, Fuyin Zhu, Yan Luo, Tao Sun, Jin Qian, Ning Sun . Therapeutic application of chick early amniotic fluid: effective rescue of acute myocardial ischemic injury by intravenous administration *Cell Regen.* 2022 Apr 1;11(1):9.