

## BeyoClick™ EdUTP TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒



**New**

基于点击反应，特异性强！  
高效准确检测早期凋亡！  
标记效果好，信号稳定！  
产品丰富，选择自由！

### 产品特点

- **产品丰富，自由选择** AF488、AF555、AF594、AF647 多种荧光标记，选择更自由；还有 Biotin 标记，经过 Streptavidin-HRP 结合和 DAB 显色等步骤后，在光学显微镜下即可观察；
- **检测更灵敏，更精准** 灵敏度比常规的 TUNEL 法提高约 2 倍或以上，更容易检测到凋亡初期有较少 DNA 断裂的凋亡细胞；
- **基于点击反应，特异性强** 其掺入效率是荧光或生物素标记的 dUTP 的 2 倍以上，且通过高特异性点击反应，灵敏性和特异性更好；
- **标记效果好，信号稳定** 与一步法 TUNEL 相比，本试剂盒可在相同条件下检测出更高比例的凋亡细胞或染色效果更好；
- **兼容细胞核染料** 本试剂盒对细胞核染料兼容性好。本试剂盒同时提供了 Hoechst 33342(1000X)，方便同时进行细胞核染色。

### 产品效果




图 1.碧云天 BeyoClick™ EdUTP-488 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(C1170)对 HeLa 细胞的检测效果图。




图 2.碧云天 BeyoClick™ EdUTP-594 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(C1176)对 HeLa 细胞的检测效果图。




图 3.碧云天 BeyoClick™ EdUTP-647 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(C1179)对 HeLa 细胞的检测效果图。




图 4.碧云天 BeyoClick™ EdUTP-555 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(C1173)对 HeLa 细胞的检测效果图。




图 5.碧云天 BeyoClick™ EdUTP TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(显色法)(C1182)对 HeLa 细胞的检测效果图。



扫码查看更多细胞凋亡研究产品

## 产品信息

| 产品编号  | 产品名称                                  | 产品包装     | 产品价格        |
|-------|---------------------------------------|----------|-------------|
| C1170 | BeyoClick™ EdUTP-488 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒  | 20/100 次 | 1598/5228 元 |
| C1173 | BeyoClick™ EdUTP-555 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒  | 20/100 次 | 1616/5256 元 |
| C1176 | BeyoClick™ EdUTP-594 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒  | 20/100 次 | 1618/5258 元 |
| C1179 | BeyoClick™ EdUTP-647 TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒  | 20/100 次 | 1698/5598 元 |
| C1182 | BeyoClick™ EdUTP TUNEL 细胞凋亡检测试剂盒(显色法) | 20/100 次 | 1658/5398 元 |

## 订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: www.beyotime.com

## 上海碧云天生物技术股份有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com



碧云商城



碧云天网站



微信公众号