

内参蛋白/标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒



New

**使用便捷、灵敏度高！
背景极低、兼容性强！
从膜到 WB 条带仅需 10 分钟！**

产品特点

- **检测快速** 封闭仅需 1 分钟；一步操作，仅需 5 分钟即可完成一抗和二抗孵育。转膜后通常 10 分钟就可以得到高质量的 Western 结果；
- **使用便捷** 包含 Anti-目的蛋白-HRP、QuickBlock™封闭和抗体稀释液、Western 洗涤液、以及 BeyoECL Star 化学发光试剂等从封闭到化学发光的整套试剂；
- **灵敏度高** 所用抗体特异性高，灵敏度极佳，使用浓度经优化；BeyoECL Star 化学发光试剂，灵敏度高、背景极低、发光时间长，适用于大多数常规的 Western 检测；
- **节约经费** 抗体工作液可以在 4℃保存和使用不少于 1 个月，并且可以重复使用；
- **Actin/GAPDH/Tubulin 超快速 Western 检测试剂盒可以兼容检测人、小鼠、大鼠等。**

产品效果




图 1.碧云天 Actin/Tubulin/GAPDH 超快速 Western 检测试剂盒效果图。




图 2.碧云天 Flag/HA/Myc/His/GFP 超快速 Western 检测试剂盒效果图。

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
P0970S/M	Actin 超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0971S/M	GAPDH 超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0972S/M	Tubulin 超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0981S/M	Flag 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0982S/M	HA 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0983S/M	Myc 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0984S/M	His 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0985S	His 标签蛋白(C-terminal)超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次
P0986S/M	GFP 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次/30-75 次
P0987S	GST 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次
P0988S	V5 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次
P0990S	MBP 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次
P0992S	StreptII 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次
P0997S	AVI 标签蛋白超快速 Western 检测试剂盒	6-15 次

订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: www.beyotime.com

上海碧云天生物技术股份有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号