

## 兔单克隆抗体系列



**NEW**


**555 种高灵敏度兔单抗来了!**  
**经过严格验证!覆盖主要靶点!**  
**50μl 仅售 599 元!**

### 兔单克隆抗体产品特点


- **高亲和性** 抗体抗原平衡解离常数  $K_D$  值低至皮摩水平 ( $K_D=10^{-12}$  M)，信号更强，背景更低。
- **高特异性** 识别蛋白微小差异，区分高相似抗原，不发生交叉反应。
- **识别表位更多** 表位识别更广泛、更多样，识别独特抗原表位。
- **PTM 的理想选择** 适用于磷酸化、甲基化、乙酰化、苏素化等蛋白质翻译后修饰 (PTM) 检测。
- **IHC 的最佳选择** 严苛应用如石蜡包埋组织 IHC 也适用。
- **多种应用全面验证** WB、IHC、ICC/IF、FC 等多种应用，Hu、Ms、Rt 等多个物种都已验证。
- **小鼠样品理想之选** 避免小鼠样品使用小鼠单抗带来的交叉反应性和高背景等问题。

### 丰富的实验数据


- 以兔单抗 Cytokeratin 19 Rabbit mAb (Cat# AF1006) 为例:




**Western blot 检测效果图。**Western blot 检测 MCF-7 cell lysates 样品中细胞角蛋白 19 的表达情况，实验中抗体使用浓度为 1/10,000。图中可见清晰条带。



**ICC 染色效果图。**ICC 染色分析 Ags cells 样品中细胞角蛋白 19 的表达，样品经多聚甲醛固定后使用 0.25% Triton X-100/PBS 破膜，细胞角蛋白 19 染色呈绿色，细胞核 DAPI 复染呈蓝色。



**IHC 检测效果图。**样品为人肝组织石蜡包埋切片，使用苏木素作核复染。细胞角蛋白 19 呈棕色染色，细胞核呈蓝色染色。



**FC 检测效果图。**流式细胞术分析 MCF-7 cells 样品中细胞角蛋白 19 的表达，右侧（蓝色）是样品经抗体 1/50 浓度染色后流式检测直方图，左侧（红色）是阴性对照，样品未经抗体染色。实验中使用 Alexa Fluor 488 标记的山羊抗兔荧光二抗。

## 抗体靶点列表

选择目标基因，请访问：[碧云天网站](http://www.beyotime.com)

### 订货服务方式

E-mail: [order@beyotime.com](mailto:order@beyotime.com)

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: [www.beyotime.com](http://www.beyotime.com)

### 上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: [www.beyotime.com](http://www.beyotime.com)

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: [info@beyotime.com](mailto:info@beyotime.com)



碧云天网站



微信公众号