



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

81格纸质冷冻盒

产品编号	产品名称	包装
FBX181B	81格纸质冷冻盒(蓝色)	20个/箱
FBX181W	81格纸质冷冻盒(白色)	20个/箱

产品简介:

- 碧云天的81格纸质冷冻盒(81-well Cardboard freezer boxes), 是一种用于存放在-80°C等超低温冰箱的硬纸板材质的冻存盒, 主要用于生物样品等的超低温冻存。
- 本冷冻盒为翻盖硬纸板冻存盒, 表面增加防水涂层, 有效阻隔液体, 可耐受低温, 是-80°C等超低温储存的理想选择。
- 本冷冻盒长13.4cm, 宽13.2cm, 高5.1cm, 有蓝色、白色两种。安全环保, 美观大方, 使用便捷。
- 本冷冻盒使用方便: 盒盖和盒体上均带有清晰的编号, 方便记录存储位置。
- 本冷冻盒可放置81管冻存管(9×9排列), 适用于标准大小的0.5-2ml离心管或内旋及外旋冻存管。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FBX181B	81纸质冷冻盒(蓝色)	20个/箱
FBX181W	81纸质冷冻盒(白色)	20个/箱

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。