



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301 或 800-8283301
订货 e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

昆虫细胞转染福袋

产品编号	产品名称	包装
FD012	昆虫细胞转染福袋	1套

产品简介:

- 碧云天的昆虫细胞转染福袋提供了用于昆虫细胞转染实验的质粒制备、转染试剂等常用试剂，包括LipoInsect™转染试剂(C0551-0.5ml)、DH10Bac超级感受态细胞(D1029S)、杆状病毒穿梭载体bacmid小量抽提试剂盒(D0031)、LB培养基(不含抗生素)(ST163-500ml)。
- LipoInsect™转染试剂(LipoInsect™ Transfection Reagent)是一种基于阳离子脂质体等最新转染技术的非常高效的新型昆虫细胞转染试剂。本产品转染效率高、操作简单、细胞毒性低、重复性好，达到了国际最主流昆虫细胞转染试剂的转染效果。
- DH10Bac超级感受态细胞，英文名DH10Bac Super Competent Cells，是一种可以用于生产杆状病毒蛋白表达系统所需的大分子质粒DNA的克隆用E. coli DH10Bac即用型化学感受态细胞。使用pUC19质粒进行热激活转化，在严格按照使用说明进行操作时，转化效率可以达到 $1.0 \pm 0.5 \times 10^8$ cfu/ μ g DNA。
- 杆状病毒穿梭载体bacmid小量抽提试剂盒(Baculovirus Shuttle Vector Bacmid Mini Preparation Kit, 简称Bacmid Miniprep Kit)是一种从大肠杆菌DH10Bac中简单快速抽提高质量可完美应用于昆虫细胞转染的bacmid的试剂盒。
- LB培养基，即LB Medium，又称即用型LB培养基、LB Broth、LB液体培养基、即用型LB液体培养基、Miller LB、Luria肉汤、LB肉汤或LB肉汤培养基等，是一种便捷、高效的细菌培养基，尤其适用于大肠杆菌等微生物的培养。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C0551-0.5ml	LipoInsect™转染试剂	0.5ml
D1029S	DH10Bac超级感受态细胞	10×100 μ l
D0031	杆状病毒穿梭载体bacmid小量抽提试剂盒	50次
ST163-500ml	LB培养基(不含抗生素)	500ml
—	说明书	1份