



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-1683301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)

产品编号	产品名称	包装
FTUB326-300pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)	6条/袋, 50袋/箱
FTUB326-1500pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)	6条/袋, 250袋/箱

产品简介:

BeyoGold™ qPCR八联排管(BeyoGold™ qPCR Strip Tubes, 0.2ml, 8 Tubes/strip, Flat Strip Caps, Clear)是碧云天的金牌高品质耗材系列产品。本产品为0.2ml规格的八联排管, 平盖, 薄壁, 并且无色透明, 独特的6条/袋, 八联排管和管盖分离独立包装设计, 现取现用, 不易丢失, 不易污染, 2袋即可满足96孔为一组的实验。无DNase、RNase和热原, 由医疗级塑料颗粒制成, 专为荧光定量PCR或普通PCR应用设计, 适配大多数定量PCR仪或普通PCR仪。qPCR八联排管又称八联管、八联管、PCR试管、PCR管联排、PCR管、光学8联排管等。本产品的主要特点如下:

1. 本qPCR八联排管为8个0.2ml PCR管一排, 在样品较多时使用本产品会非常便捷。
2. 独特的6条/袋, 八联排管和管盖分离独立包装设计, 取用便捷。
3. 本qPCR八联排管采用USP认证的进口医疗级高透明聚丙烯(Polypropylene, PP)作为原材料, 能更好适应PCR反应过程中反复高低温循环设定, 可121℃高温高压灭菌。
4. 本qPCR八联排管表面光滑, 厚度均一, 确保反应体系受热均匀, 满足准确高效的PCR反应, 应用于基因检测、药物研发等领域。
5. 本qPCR八联排管设计精良, 外形平整光滑, 超薄管壁, 热传导效率高, 贴合大多数品牌PCR仪的加热模块且热稳定性好。
6. 本qPCR八联排管管盖分离, 盖子采用平盖、镜面设计处理, 透光性好, 充分考虑了光学因素, 提供了精确的荧光信号传导, 确保实验结果的准确可靠。
7. 本qPCR八联排管密封性优良, 蒸发率低, 开盖平顺性好。
8. 本qPCR八联排管管号标识, 便于管内样品区分标识。
9. 本qPCR八联排管严格的光学与外观检测保证了产品的一致性与稳定性。
10. 本qPCR八联排管蒸发率低、吸附低、热传导性高。
11. 无DNA酶、无RNA酶、无热原、无内毒素。

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品为一次性使用耗材, 请勿重复使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FASA011-1pc	BeyoGold™封板膜刮板	1个/袋
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FSF035-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	20片/包装
FSF035-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型)	100片/包装
FSF039-20pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	20片/包装
FSF039-100pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用封板膜(压敏型, 进口分装)	100片/包装
FTUB325-125pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明)	125排/盒
FTUB325-1250pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明)	125排/盒, 10盒/箱
FTUB326-300pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)	6条/袋, 50袋/箱
FTUB326-1500pcs	BeyoGold™ qPCR八联排管(0.2ml, 平盖, 透明, 6条/袋)	6条/袋, 250袋/箱
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20片/包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20片/包装
FTUB335-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 无裙边, 透明)	10个/盒

FTUB335-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 无裙边, 透明)	10个/盒, 5盒/箱
FTUB337-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	10个/盒
FTUB337-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 半裙边, 透明)	10个/盒, 5盒/箱
FTUB339-10pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 高裙边, 磨砂)	10个/盒
FTUB339-50pcs	BeyoGold™荧光定量PCR用96孔板(0.2ml, 高裙边, 磨砂)	10个/盒, 5盒/箱

Version 2023.09.04