



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-168-3301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)

产品编号	产品名称	包装
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20个/包装

产品简介:

- 荧光定量PCR用96孔板(96-well Plate for qPCR)是Thermo Fisher Scientific公司ABI品牌原装产品MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode (原产品货号为4306737), 用于实时荧光定量PCR即qPCR(Quantitative PCR)或real-time PCR。
- 本产品经过多方面的优化, 可以为快速高效的PCR扩增提供温度的准确性和均一性, 并使本底荧光降到极低水平。
- 本产品的特点: 磨砂质地使热循环加热基座的干扰荧光最小化; 确保本产品的自发荧光降到极低水平; 独特的设计隔绝周围空气, 有效避免可能存在的样品污染; 能有效确保孔与孔之间的温度均一性; 每块反应板包括独特的序列号, 以及用户和机器均可读的八个字符的编号标签(条形码)以防止跟踪误差。
- 本产品适用的定量PCR仪: 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 6100 Nucleic Acid PrepStation, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ PCR System, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, Veriti® Dx Thermal Cycler, Veriti® Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System等。
- 本产品须和荧光定量PCR用封板膜(FSF002)或其它荧光定量PCR用封板膜配套使用。
- 本产品为96孔, 每孔的容量约为0.2 ml。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20个/包装
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
D7260-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	1ml
D7260-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	5ml
D7260-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	25ml
D7262-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml
D7262-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	5ml
D7262-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	25ml
D7265-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml
D7265-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	5ml
D7265-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	25ml
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20个/包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20个/包装