



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-168-3301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)

产品编号	产品名称	包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20个/包装

产品简介:

- 荧光定量PCR用384孔板(384-well Plate for qPCR)是Thermo Fisher Scientific公司ABI品牌分装产品MicroAmp® Optical 384-Well Reaction Plate with Barcode (原产品货号为4343814), 用于实时荧光定量PCR即qPCR(Quantitative PCR)或real-time PCR。
- 本产品经过多方面的优化, 可以为快速高效的PCR扩增提供温度的准确性和均一性, 并使本底荧光降到极低水平。
- 本产品的特点: 磨砂质地使热循环加热基座的干扰荧光最小化; 确保本产品的自发荧光降到极低水平; 独特的设计隔绝周围空气, 有效避免可能存在的样品污染; 能有效确保孔与孔之间的温度均一性; 每块反应板包括独特的序列号, 以及用户和机器均可读的八个字符的编号标签(条形码)以防止跟踪误差。
- 本产品适用的定量PCR仪: 3130 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, 7900HT System, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, Veriti® Dx Thermal Cycler, Veriti® Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System等。
- 本产品须配套荧光定量PCR用封板膜(FSF002)或其它荧光定量PCR用封板膜配套使用。
- 本产品为384孔, 每孔的容量约为45µl。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20个/包装
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
D7260-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	1ml
D7260-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	5ml
D7260-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X)	25ml
D7262-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	1ml
D7262-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	5ml
D7262-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, Low ROX)	25ml
D7265-1ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	1ml
D7265-5ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	5ml
D7265-25ml	BeyoFast™ SYBR Green qPCR Mix (2X, High ROX)	25ml
FSF002	荧光定量PCR用封板膜(ABI分装)	20片/包装
FTUB333	荧光定量PCR用96孔板(ABI原装)	20个/包装
FTUB384	荧光定量PCR用384孔板(ABI分装)	20个/包装