



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
 订货热线: 400-168-3301或800-8283301
 订货e-mail: order@beyotime.com
 技术咨询: info@beyotime.com
 网址: http://www.beyotime.com

Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)

产品编号	产品名称	包装
P3564-100ml	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)	100ml
P3564-1L	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)	1L

产品简介:

- Phosphite Dehydrogenase, 中文名为亚磷酸脱氢酶, 催化亚磷酸氧化成磷酸, 同时将NAD(P)⁺还原成NAD(P)H。本产品为大肠杆菌表达的亚磷酸脱氢酶, 并经简单纯化获得的可以确保达到一定酶活力的粗酶液。
- 由于本产品需新鲜制备, 确认订购后约6个工作日才可以发货。个别情况首次制备出现问题, 发货时间会顺延。
- 本产品可以提供十公斤、百公斤乃至吨级的粗酶液, 如有需求请联系碧云天。
- This enzyme belongs to the family of oxidoreductases, specifically those acting on phosphorus or arsenic in donor with NAD⁺ or NADP⁺ as acceptor. This product with the indicated enzyme activity was briefly purified from engineered *E. coli*.
- 产品详细信息见下表:

About this product	
Name	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme); 亚磷酸脱氢酶(粗酶液)
Application	催化亚磷酸氧化成磷酸, 同时将NAD(P) ⁺ 还原成NAD(P)H。
Appearance	Clear to translucent yellow solution
Enzyme activity	Undetermined
About this enzyme	
Name	Phosphite Dehydrogenase; 亚磷酸脱氢酶
CAS Number	9031-35-0
EC Number	1.20.1.1
Enzymatic Reaction	phosphonate + NAD ⁺ + H ₂ O = phosphate + NADH + H ⁺
Synonyms	NAD:phosphite oxidoreductase; phosphite dehydrogenase
Systematic name	phosphonate:NAD ⁺ oxidoreductase
Cofactor(s)	NAD(P) ⁺
Application	biotechnology; synthesis

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
P3564-100ml	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)	100ml
P3564-1L	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)	1L
—	说明书	1份

保存条件:

-20°C或更低温度保存, 至少1个月有效。

注意事项:

- 由于本产品需新鲜制备, 在您确认订购后约6个工作日才能发货。个别情况首次制备出现问题, 发货时间会顺延。
- 粗酶液的每次冻融均可能会引起部分失活, 所以收到酶液后请根据需要进行分装, 并置于-20°C或更低温度保存。
- 随着保存时间的延长, 酶活力会有一定程度的下降, 收到产品后应尽快使用。
- 本产品在生产和保存的过程中可能会有混浊或沉淀产生, 融化后混匀即可, 不影响正常使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:

1. 收到产品后请立即使用或按照说明书推荐的条件保存。随着保存时间的延长, 酶活力会有一定程度的下降。
2. 具体的最佳工作条件请自行参考相关文献, 或者通过实验进行摸索和优化。

相关产品:

产品编号	产品名称	包装
------	------	----

P3564-100ml	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)	100ml
P3564-1L	Phosphite Dehydrogenase (Crude Enzyme)	1L

Version 2018.08.01