


## 紫菀酮(98%, HPLC)

产品编号	产品名称	包装
SM6024-5mg	紫菀酮(98%, HPLC)	5mg
SM6024-25mg	紫菀酮(98%, HPLC)	25mg
SM6024-100mg	紫菀酮(98%, HPLC)	100mg

### 产品简介:

#### ➤ 化学信息:

中文名	紫菀酮
英文名	Shionone
中文别名	-
英文别名	21-Shionen-3-one
来源	紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f.
化合物类型	萜类(Terpenoids)>三萜
化学式	C <sub>30</sub> H <sub>50</sub> O
分子量	426.72
CAS号	10376-48-4
纯度	98%, HPLC
溶剂/溶解度	Ethanol
溶液配制	5mg加入1.17ml DMSO, 或者每4.27mg加入1ml DMSO, 配制成10mM溶液。



#### ➤ 生物信息

产品描述	Shionone is the major triterpenoid isolated from <i>Aster tataricus</i> , has anti-tussive, anti-inflammatory activities <sup>12</sup> . Shionone possesses a unique six-membered tetracyclic skeleton and 3-oxo-4-monomethyl structure.				
信号通路	Inflammation				
靶点	-	-	-	-	-
IC <sub>50</sub>	-	-	-	-	-
体外研究	N/A				
体内研究	ICR male mice. Shionone (orally administration; 80 mg/kg; 3 days; once daily) shows the trend of enhancing sputum secreting, but has no effect on ammonia-induced cough and reduces xylene-induced ear edema.				
临床实验	N/A				

### 参考文献:

1. Sawai S, et al. FEBS Lett. 2011,585(7):1031-6.
2. Yu P, et al. J Ethnopharmacol. 2015,164:328-33.

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
SM6024-5mg	紫菀酮(98%, HPLC)	5mg
SM6024-25mg	紫菀酮(98%, HPLC)	25mg
SM6024-100mg	紫菀酮(98%, HPLC)	100mg
-	说明书	1份

### 保存条件：

-20°C避光保存，至少一年有效。固体粉末4°C避光保存，至少一个月有效。如果溶于非DMSO溶剂，建议分装后-80°C避光保存，预计6个月内有效。

### 注意事项：

- 本产品可能对人体有一定的毒害作用，请注意适当防护，以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明：

1. 收到产品后请立即按照说明书推荐的条件保存。使用前可以在2,000-10,000g离心数秒，使粉末充分沉降至管底后再开盖使用。
2. 请根据本产品的溶解性及实验目的选择相应溶剂配制成高浓度的储备液(母液)后使用。
3. 具体的最佳工作浓度请参考本说明书中的体外、体内研究结果或其它相关文献，或者根据实验目的，以及所培养的特定细胞和组织，通过实验进行摸索和优化。
4. 不同实验动物依据体表面积的等效剂量转换表请参考如下网页：  
<https://www.beyotime.com/support/animal-dose.htm>

Version 2021.05.13