



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线：400-168-3301或800-8283301  
订货e-mail：order@beyotime.com  
技术咨询：info@beyotime.com  
网址：http://www.beyotime.com

## 40% Acr-Bis (39:1)

产品编号	产品名称	包装
ST004	40% Acr-Bis (39:1)	100ml

### 产品简介：

- 40% Acr-Bis (39:1)即为含40% acrylamide-bisacrylamide的水溶液，其中acrylamide和bisacrylamide的比例为39:1。
- 40% Acr-Bis (39:1)常用于配制各种PAGE凝胶，例如EMSA凝胶、RPA凝胶等，可以用于蛋白或核酸等的分离，是实验室的常用储备液。

### 包装清单：

产品编号	产品名称	包装
ST004	40% Acr-Bis (39:1)	100ml
—	说明书	1份

### 保存条件：

4°C避光保存。

### 注意事项：

- 本产品对人体有毒，操作时请特别小心，并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2016.12.09