



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-168-3301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: <http://www.beyotime.com>

40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free)

产品编号	产品名称	包装
ST004B	40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free)	100ml

产品简介:

- 40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free)即为无核酸酶污染的含40% acrylamide-bisacrylamide的水溶液, 其中acrylamide和bisacrylamide的重量比例为19:1。
- 40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free)常用于小片段核酸凝胶电泳(small nucleic acid electrophoresis), 例如小RNA凝胶电泳、RNA探针的凝胶纯化、PCR产物分析、核糖核酸酶保护检测(ribonuclease protection assay)和核酸测序等, 是实验室的常用储备液。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST004B	40% Acr-Bis (19:1, Nuclease free)	100ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C避光保存。

注意事项:

- 本产品对人体有毒, 操作时请特别小心, 并注意有效防护以避免直接接触人体或吸入体内。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2017.03.28