



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

0.5M MOPS,pH7.5 (无菌)

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|----------------------|-------|
| ST364-100ml | 0.5M MOPS,pH7.5 (无菌) | 100ml |
| ST364-500ml | 0.5M MOPS,pH7.5 (无菌) | 500ml |

产品简介:

- MOPS即3-(N-Morpholino) propanesulfonic acid, 分子式 $C_7H_{15}NO_4S$, 分子量209.26, CAS Number 1132-61-2, 常用于各种缓冲试剂的配制。
- 碧云天生产的0.5M MOPS,pH7.5, 经过过滤除菌, 可以直接用于无菌操作。作为常用储备液, 适合用于蛋白电泳、核酸电泳及细菌培养等各种生物化学、分子生物学实验。

包装清单:

| 产品编号 | 产品名称 | 包装 |
|-------------|----------------------|-------|
| ST364-100ml | 0.5M MOPS,pH7.5 (无菌) | 100ml |
| ST364-500ml | 0.5M MOPS,pH7.5 (无菌) | 500ml |
| — | 说明书 | 1份 |

保存条件:

室温避光保存, 一年有效, 如长期不使用建议4°C保存。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2020.01.19