



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

STET缓冲液(pH8.0, 无菌)

产品编号	产品名称	包装
ST460-500ml	STET缓冲液(pH8.0, 无菌)	500ml

产品简介:

- STET缓冲液(pH8.0, 无菌)是由10mM Tris-HCl、100mM NaCl、1mM EDTA以及5% Triton X-100组成, 简称为STET buffer。主要用于质粒制备等, 是分子生物学常用的一种缓冲试剂。
- 本产品经过高压湿热灭菌处理, 可以直接用于无菌操作。

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
ST460-500ml	STET缓冲液(pH8.0, 无菌)	500ml
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 一年有效。

注意事项:

- 本产品成分中Triton X-100具有腐蚀性, 应避免与皮肤和眼睛接触。一旦接触, 请立即用大量清水洗净, 不得延误。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

Version 2021.03.04