



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 磷钼酸水合物

产品编号	产品名称	包装
Y000614-20g	磷钼酸水合物	20g
Y000614-100g	磷钼酸水合物	100g
Y000614-500g	磷钼酸水合物	500g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
51429-74-4	$H_3P(Mo_3O_{10})_4 \cdot xH_2O$	1825.25 (anhydrous basis)	-

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	磷钼酸水合物
Name (English)	Phosphomolybdic acid hydrate
Specifications	-
Chemical Formula	$H_3P(Mo_3O_{10})_4 \cdot xH_2O$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	黄色柱状晶体或结晶粉末

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y000614-20g	磷钼酸水合物	20g
Y000614-100g	磷钼酸水合物	100g
Y000614-500g	磷钼酸水合物	500g
-	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。