



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)

产品编号	产品名称	包装
Y000650-20g	磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)	20g
Y000650-100g	磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)	100g
Y000650-500g	磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
16788-57-1	$K_2HPO_4 \cdot 3H_2O$	228.22	色谱级, 99.99%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	磷酸氢二钾三水
Name (English)	Potassium phosphate dibasic trihydrate
Specifications	色谱级, 99.99%
Chemical Formula	$K_2HPO_4 \cdot 3H_2O$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	结晶

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y000650-20g	磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)	20g
Y000650-100g	磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)	100g
Y000650-500g	磷酸氢二钾三水(色谱级, 99.99%)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。