



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)

产品编号	产品名称	包装
Y023342-200mg	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)	200mg
Y023342-1g	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)	1g
Y023342-5g	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)	5g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
14172-91-9	$C_{44}H_{28}CuN_4$	676.27	98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II)
Name (English)	5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine copper(II)
Specifications	98%
Chemical Formula	$C_{44}H_{28}CuN_4$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y023342-200mg	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)	200mg
Y023342-1g	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)	1g
Y023342-5g	5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩铜(II) (98%)	5g
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。