



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)

产品编号	产品名称	包装
Y025391-100g	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)	100g
Y025391-500g	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)	500g
Y025391-2kg	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)	2kg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
22042-96-2	$C_9H_{13}N_3Na_{20}O_{30}P_{10}$	1412.73	47%-53%，以酸计

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠
Name (English)	Diethylenetriaminepenta(methylenephosphonic acid) sodium salt
Specifications	47%-53%，以酸计
Chemical Formula	$C_9H_{13}N_3Na_{20}O_{30}P_{10}$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y025391-100g	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)	100g
Y025391-500g	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)	500g
Y025391-2kg	二乙烯三胺五亚甲基膦酸钠(47%-53%，以酸计)	2kg
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存，三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。