



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-1683301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: <http://www.beyotime.com>

右旋糖酐铁(Fe 35-40% w/w)

产品编号	产品名称	包装
Y025997-100g	右旋糖酐铁(Fe 35-40% w/w)	100g
Y025997-500g	右旋糖酐铁(Fe 35-40% w/w)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9004-66-4	$(C_6H_{10}O_5)_n[Fe(OH)_3]_m$	-	Fe 35-40% w/w

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	右旋糖酐铁
Name (English)	Iron Dextran
Specifications	Fe 35-40% w/w
Chemical Formula	$(C_6H_{10}O_5)_n[Fe(OH)_3]_m$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT, 充氮
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y025997-100g	右旋糖酐铁(Fe 35-40% w/w)	100g
Y025997-500g	右旋糖酐铁(Fe 35-40% w/w)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温充氮保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。