

海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)

产品编号	产品名称	包装
Y026732-5g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	5g
Y026732-25g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	25g
Y026732-100g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	100g
Y026732-500g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9005-38-3	$(C_6H_7O_6Na)_n$	-	生化级, 用于固定细胞、酶等

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	海藻酸钠
Name (English)	Alginic Acid Sodium Salt
Specifications	生化级, 用于固定细胞、酶等
Chemical Formula	$(C_6H_7O_6Na)_n$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	类黄色粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y026732-5g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	5g
Y026732-25g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	25g
Y026732-100g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	100g
Y026732-500g	海藻酸钠(生化级, 用于固定细胞、酶等)	500g
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。