

## 多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )

产品编号	产品名称	包装
Y064011-5mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	5mg
Y064011-10mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	10mg
Y064011-25mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	25mg
Y064011-50mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	50mg
Y064011-100mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	100mg
Y064011-200mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	200mg

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
1130115-44-4	$C_{21}H_{13}D_3ClF_3N_4O_3$	467.84	$\geq 98\%$

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	多那非尼(索拉非尼D3)
Name (English)	Donafenib (Sorafenib D3)
Specifications	$\geq 98\%$
Chemical Formula	$C_{21}H_{13}D_3ClF_3N_4O_3$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	-20°C储存
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y064011-5mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	5mg
Y064011-10mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	10mg
Y064011-25mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	25mg
Y064011-50mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	50mg
Y064011-100mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	100mg
Y064011-200mg	多那非尼(索拉非尼D3) ( $\geq 98\%$ )	200mg
-	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。