



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology  
订货热线: 400-1683301或800-8283301  
订货e-mail: order@beyotime.com  
技术咨询: info@beyotime.com  
网址: http://www.beyotime.com

## 聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)

产品编号	产品名称	包装
Y064625-20g	聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)	20g
Y064625-100g	聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)	100g
Y064625-500g	聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)	500g

### 产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
-	$[-CH_2-CF_2-]_n$	-	4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万

### ➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	聚偏氟乙烯
Name (English)	Polyvinylidene fluoride
Specifications	4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万
Chemical Formula	$[-CH_2-CF_2-]_n$

### ➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y064625-20g	聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)	20g
Y064625-100g	聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)	100g
Y064625-500g	聚偏氟乙烯(4 $\mu$ m, 99.9%, 分子量40万)	500g
-	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存, 三年有效。

### 注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。