



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: <http://www.beyotime.com>

三氧化硫吡啶络合物($\geq 97\%$)

产品编号	产品名称	包装
Y173624-100g	三氧化硫吡啶络合物($\geq 97\%$)	100g
Y173624-500g	三氧化硫吡啶络合物($\geq 97\%$)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
26412-87-3	$C_5H_5N \cdot SO_3$	159.16	$\geq 97\%$

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	三氧化硫吡啶络合物
Name (English)	Sulfur Trioxide Pyridine Complex
Specifications	$\geq 97\%$
Chemical Formula	$C_5H_5N \cdot SO_3$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y173624-100g	三氧化硫吡啶络合物($\geq 97\%$)	100g
Y173624-500g	三氧化硫吡啶络合物($\geq 97\%$)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。