

(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)

产品编号	产品名称	包装
Y186272-200mg	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	200mg
Y186272-1g	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	1g
Y186272-5g	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	5g
Y186272-20g	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	20g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
778577-34-7	-	-	average Mw 4000-7000

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物
Name (English)	(mercaptopropyl)methylsiloxane homopolymer
Specifications	average Mw 4000-7000
Chemical Formula	-

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C, 密封, 干燥
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y186272-200mg	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	200mg
Y186272-1g	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	1g
Y186272-5g	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	5g
Y186272-20g	(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物(average Mw 4000-7000)	20g
-	说明书	1份

保存条件:

4°C, 密封, 干燥保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。