



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)

产品编号	产品名称	包装
Y256318-5g	丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)	5g
Y256318-20g	丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)	20g
Y256318-100g	丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)	100g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9003-18-3	$[\text{CH}_2\text{CH}(\text{CN})]_x(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y$	-	丙烯腈 37-39 wt. %

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	丁腈橡胶(170型)
Name (English)	ACRYLONITRILE/BUTADIENE COPOLYMER
Specifications	丙烯腈 37-39 wt. %
Chemical Formula	$[\text{CH}_2\text{CH}(\text{CN})]_x(\text{CH}_2\text{CH}=\text{CHCH}_2)_y$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y256318-5g	丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)	5g
Y256318-20g	丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)	20g
Y256318-100g	丁腈橡胶(170型)(丙烯腈 37-39 wt. %)	100g
-	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。