



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

双醋瑞因(HPLC $\geq$ 98%)

产品编号	产品名称	包装
Y259756-10mg	双醋瑞因(HPLC $\geq$ 98%)	10mg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
13739-02-1	C ₁₉ H ₁₂ O ₈	368.29	HPLC $\geq$ 98%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	双醋瑞因
Name (English)	Diacerein
Specifications	HPLC $\geq$ 98%
Chemical Formula	C ₁₉ H ₁₂ O ₈

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	2-8°C
Appearance	橙黄色长针晶(丙酮中结晶为橙色, 甲醇中结晶为黄色)

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y259756-10mg	双醋瑞因(HPLC $\geq$ 98%)	10mg
—	说明书	1份

保存条件:

4°C保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。