



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-1683301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: <http://www.beyotime.com>

羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)

产品编号	产品名称	包装
Y268566-100g	羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)	100g
Y268566-500g	羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)	500g
Y268566-2kg	羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)	2kg

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9004-32-4	-	-	M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	羧甲基纤维素
Name (English)	CMC
Specifications	M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s
Chemical Formula	-

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色或黄色固体

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y268566-100g	羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)	100g
Y268566-500g	羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)	500g
Y268566-2kg	羧甲基纤维素(M.W. 700000 (DS=0.9), 2500-4500 mPa.s)	2kg
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。