



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)

产品编号	产品名称	包装
Y268678-100mg	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)	100mg
Y268678-250mg	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)	250mg
Y268678-1g	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)	1g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
37626-13-4	-	-	Tg~240°C

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯]
Name (English)	Poly[4,5-difluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxole-co-tetrafluoroethylene]
Specifications	Tg~240°C
Chemical Formula	-

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	-

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y268678-100mg	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)	100mg
Y268678-250mg	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)	250mg
Y268678-1g	聚[4,5-二氟-2,2-双(三氟甲基)-1,3-二氧杂环戊二烯-co-四氟乙烯] (Tg~240°C)	1g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。