



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)

产品编号	产品名称	包装
Y270289-5g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	5g
Y270289-20g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	20g
Y270289-100g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	100g
Y270289-500g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
9004-54-0	$(C_6H_{10}O_5)_n$	-	BR, 分子量4万

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	葡聚糖T40
Name (English)	Dextran T40
Specifications	BR, 分子量4万
Chemical Formula	$(C_6H_{10}O_5)_n$

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色结晶或粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y270289-5g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	5g
Y270289-20g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	20g
Y270289-100g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	100g
Y270289-500g	葡聚糖T40 (BR, 分子量4万)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。