

L-羟脯氨酸(BR, 99%)

产品编号	产品名称	包装
Y285070-100g	L-羟脯氨酸(BR, 99%)	100g
Y285070-500g	L-羟脯氨酸(BR, 99%)	500g

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
51-35-4	C ₅ H ₉ NO ₃	131.13	BR, 99%

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	L-羟脯氨酸
Name (English)	L-Hydroxyproline
Specifications	BR, 99%
Chemical Formula	C ₅ H ₉ NO ₃

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色片状结晶或结晶性粉末
Solubility	DMSO: 1mg/ml (7.6 mM); Water: 26mg/ml (198.3 mM)

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y285070-100g	L-羟脯氨酸(BR, 99%)	100g
Y285070-500g	L-羟脯氨酸(BR, 99%)	500g
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。