



碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology
订货热线: 400-1683301或800-8283301
订货e-mail: order@beyotime.com
技术咨询: info@beyotime.com
网址: http://www.beyotime.com

甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)

产品编号	产品名称	包装
Y286513-100g	甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)	100g
Y286513-500g	甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)	500g
Y286513-2kg	甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)	1kg $\times$ 2

产品简介:

CAS Number	Chemical Formula	Molecular Weight	Specifications
56-40-6	C ₂ H ₅ NO ₂	75.07	用于电泳, $\geq 99\%$

➤ 基本信息(General Information):

Name (Chinese)	甘氨酸
Name (English)	Glycine
Specifications	用于电泳, $\geq 99\%$
Chemical Formula	C ₂ H ₅ NO ₂

➤ 性质(Properties):

Storage and Sensitivity	RT
Appearance	白色结晶粉末

包装清单:

产品编号	产品名称	包装
Y286513-100g	甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)	100g
Y286513-500g	甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)	500g
Y286513-2kg	甘氨酸(用于电泳, $\geq 99\%$)	1kg $\times$ 2
—	说明书	1份

保存条件:

室温保存, 三年有效。

注意事项:

- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。