

上海碧云天生物技术有限公司
Beyotime Biotech Inc

📍 公司地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼

☎ 联系方式: 400-1683301或800-8283301

✉ 订货邮件: order@beyotime.com

💬 订货QQ: 4001683301

🔧 技术支持: 电话4001683301/邮箱 info@beyotime.com

🛒 在线订购: www.beyotime.com



碧云天网站



微信公众号



2019 耗材相关产品 精选目录

*Serving Life Science
Benefiting Lives*

目录

INDEX

- 01 BeyoGold™系列耗材
- 03 离心管及存放
- 04 吸液与移液
- 06 微孔板及相关
- 07 细胞培养
- 08 PCR耗材
- 09 印迹与检测
- 11 染色与检测
- 12 过滤耗材
- 14 防护用品
- 15 分离纯化
- 15 其他耗材

标注使用碧云天产品 文献总数突破70000篇!



碧云天由在哈佛大学工作和学习的留学人员创办于2001年。近20年来专注于自主研发和生产。2007年成立上海碧云天生物技术有限公司，为上海市高新技术企业，G60科创走廊一类扶持企业，上海市“专精特新”中小企业。公司主要研发生产生物、医学研究用试剂、试剂盒、消耗品和仪器设备，同时提供生命科学研究的技术服务和一站式实验仪器设备采购平台。

截止到2019年6月，已经有累计超过70000篇注明使用碧云天产品的研究论文发表在包括Cell、Nature、Science等国际高水平学术期刊，近日均逾45篇。Beyotime品牌年度文献引用率位居国内同行业第1位，亚洲第2位，并跻身全球20强。碧云天将继续致力于科研用技术和产品的研发，用最顶尖的技术、最成熟的产品、最热情的服务，服务科研人员，造福生命健康!



灵活的订货方式:

网址: www.beyotime.com
E-mail: order@beyotime.com
QQ: 4001683301
电话: 400-1683301
800-828330

快速的配送物流:

> 京津、江浙沪皖地区: 次日达
> 其它主要大中城市: 隔日达

强大的技术支持:

电话: 400-1683301 QQ: 4001683301
E-mail: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号

上海碧云天生物技术有限公司
Beyotime Blotech Inc
www.beyotime.com

BeyoGold 系列耗材



BeyoGold™离心管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|--|-------------------|
| FTUB306 | BeyoGold™ 1.5 毫升离心管(无色, Nuclease free) | 500 个/包/盒, 10 盒/箱 |
| FTUB515 | BeyoGold™ 15 毫升锥形离心管 | 25 个/包, 20 包/箱 |
| FTUB550 | BeyoGold™ 50 毫升锥形离心管 | 25 个/包, 20 包/箱 |

BeyoGold™PCR 耗材

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|-----------------------------------|------------------|
| FTUB322 | BeyoGold™ PCR 管(0.2ml, 凸盖, 透明) | 1000 个/包 |
| FTUB323 | BeyoGold™ PCR 管(0.2ml, 凸盖, 透明) | 1000 个/包, 10 包/箱 |
| FTUB328 | BeyoGold™ PCR 八联排管(0.2ml, 凸盖, 透明) | 125 排/盒 |
| FTUB329 | BeyoGold™ PCR 八联排管(0.2ml, 凸盖, 透明) | 125 排/盒, 10 盒/箱 |

BeyoGold™枪头

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|-----------------------------------|----------------|
| FTIP610 | BeyoGold™无菌盒装吸头(0.1-10μl, 无色) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP616 | BeyoGold™无菌盒装低吸附吸头(0.1-10μl, 无色) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP620 | BeyoGold™无菌盒装吸头(1-200μl, 黄色) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP628 | BeyoGold™无菌盒装吸头(100-1000μl, 蓝色加长) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |

BeyoGold™移液管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|--------------------------------|---------------|
| FPIP105 | BeyoGold™ 5 毫升移液管(无菌, 独立纸塑包装) | 50 个/包, 4 包/箱 |
| FPIP110 | BeyoGold™ 10 毫升移液管(无菌, 独立纸塑包装) | 50 个/包, 4 包/箱 |
| FPIP125 | BeyoGold™ 25 毫升移液管(无菌, 独立纸塑包装) | 25 个/包, 8 包/箱 |

BeyoGold™培养板

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| FCP966-80pcs | BeyoGold™ 全黑 96 孔细胞培养板 (平底带盖, 独立包装) | 80 个/盒 |
| FCP966-320pcs | BeyoGold™ 全黑 96 孔细胞培养板 (平底带盖, 独立包装) | 80 个/盒, 320 个/箱 |
| FCP968-80pcs | BeyoGold™ 全白 96 孔细胞培养板 (平底带盖, 独立包装) | 80 个/盒 |
| FCP968-320pcs | BeyoGold™ 全白 96 孔细胞培养板 (平底带盖, 独立包装) | 80 个/盒, 320 个/箱 |

BeyoGold™培养瓶

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|---------------------------------------|-----------------|
| FFLK021 | BeyoGold™ 25cm ² 透气盖细胞培养瓶 | 10 个/包, 200 个/箱 |
| FFLK023 | BeyoGold™ 25cm ² 密封盖细胞培养瓶 | 10 个/包, 200 个/箱 |
| FFLK075 | BeyoGold™ 75cm ² 透气盖细胞培养瓶 | 5 个/包, 100 个/箱 |
| FFLK077 | BeyoGold™ 75cm ² 密封盖细胞培养瓶 | 5 个/包, 100 个/箱 |
| FFLK176 | BeyoGold™ 175cm ² 透气盖细胞培养瓶 | 5 个/包, 40 个/箱 |
| FFLK178 | BeyoGold™ 175cm ² 密封盖细胞培养瓶 | 5 个/包, 40 个/箱 |

BeyoGold 系列耗材



BeyoGold™ 滤器

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------------|---|---------|
| FF362-10pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.22μm/33mm, PES, Sterile) | 10 个/袋 |
| FF362-100pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.22μm/33mm, PES, Sterile) | 100 个/盒 |
| FF365-10pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.45μm/33mm, PES, Sterile) | 10 个/袋 |
| FF365-100pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.45μm/33mm, PES, Sterile) | 100 个/盒 |
| FF372-10pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.22μm/13mm, PES, Sterile) | 10 个/袋 |
| FF372-100pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.22μm/13mm, PES, Sterile) | 100 个/盒 |
| FF375-10pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.45μm/13mm, PES, Sterile) | 10 个/袋 |
| FF375-100pcs | BeyoGold™ 针头滤器(0.45μm/13mm, PES, Sterile) | 100 个/盒 |
| FSTR040 | BeyoGold™ 细胞过滤器(40μm 孔径, 独立纸塑包装, 无菌) | 100 个/盒 |
| FSTR070 | BeyoGold™ 细胞过滤器(70μm 孔径, 独立纸塑包装, 无菌) | 100 个/盒 |
| FSTR100 | BeyoGold™ 细胞过滤器(100μm 孔径, 独立纸塑包装, 无菌) | 100 个/盒 |
| FVF021-1pc | BeyoGold™ 真空滤杯(0.22μm, PES, 500ml 上杯/500ml 接收瓶) | 1 个/袋 |
| FVF021-12pcs | BeyoGold™ 真空滤杯(0.22μm, PES, 500ml 上杯/500ml 接收瓶) | 12 个/箱 |
| FVF025-1pc | BeyoGold™ 真空滤杯(0.22μm, PES, 500ml 上杯) | 1 个/袋 |
| FVF025-24pcs | BeyoGold™ 真空滤杯(0.22μm, PES, 500ml 上杯) | 24 个/箱 |

BeyoGold™ 细胞处理

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|--------------------------------|---------|
| FLFT021 | BeyoGold™ 21cm 细胞铲(独立纸塑包装, 无菌) | 100 个/盒 |
| FSCP023 | BeyoGold™ 23cm 细胞刮(独立纸塑包装, 无菌) | 100 个/盒 |
| FSCP029 | BeyoGold™ 29cm 细胞刮(独立纸塑包装, 无菌) | 100 个/盒 |

BeyoGold™ 防护用品

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------------|-----------------------------|-----------------|
| FGL33S-1box | BeyoGold™ 抽取式无粉乳胶手套(小号) | 100 只/盒 |
| FGL33S-10bxs | BeyoGold™ 抽取式无粉乳胶手套(小号) | 100 只/盒, 10 盒/箱 |
| FGL33M-1box | BeyoGold™ 抽取式无粉乳胶手套(中号) | 100 只/盒 |
| FGL33M-10bxs | BeyoGold™ 抽取式无粉乳胶手套(中号) | 100 只/盒, 10 盒/箱 |
| FGL33L-1box | BeyoGold™ 抽取式无粉乳胶手套(大号) | 100 只/盒 |
| FGL33L-10bxs | BeyoGold™ 抽取式无粉乳胶手套(大号) | 100 只/盒, 10 盒/箱 |
| FGL36XS-1box | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(特小号) | 30 副/盒 |
| FGL36XS-20bxs | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(特小号) | 30 副/盒, 20 盒/箱 |
| FGL36S-1box | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(小号) | 30 副/盒 |
| FGL36S-20bxs | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(小号) | 30 副/盒, 20 盒/箱 |
| FGL36M-1box | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(中号) | 30 副/盒 |
| FGL36M-20bxs | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(中号) | 30 副/盒, 20 盒/箱 |
| FGL36L-1box | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(大号) | 30 副/盒 |
| FGL36L-20bxs | BeyoGold™ 独立包装无菌无粉乳胶手套(大号) | 30 副/盒, 20 盒/箱 |

离心管及存放



离心管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|----------|--------------------------|-----------------|
| FTUB006 | 500 微升离心管 | 1000 个/包 |
| FTUB015 | 1.5 毫升离心管 | 500 个/包 |
| FTUB017 | 1.5 毫升离心管 | 500 个/包, 24 包/箱 |
| FTUB019 | 2 毫升离心管 | 500 个/包 |
| FTUB019B | 2 毫升离心管 | 500 个/包, 20 包/箱 |
| FTUB020 | 5 毫升离心管 | 300 个/包 |
| FTUB025 | 10 毫升离心管 | 200 个/包 |
| FTUB030 | 15 毫升离心管 | 100 个/包 |
| FTUB031 | 15 毫升离心管 | 100 个/包, 20 包/箱 |
| FTUB035 | 50 毫升离心管 | 50 个/包 |
| FTUB035B | 50 毫升离心管 | 50 个/包, 14 包/箱 |
| FCT116 | 1.5 毫升离心管(无菌) | 100 个/包 |
| FCT121 | 2 毫升离心管(无菌) | 100 个/包 |
| FCT151 | 5 毫升离心管(无菌) | 50 个/包 |
| FCN015 | 15 毫升离心管(无菌, CORNING 原装) | 50 个/包 |
| FCN050 | 50 毫升离心管(无菌, CORNING 原装) | 25 个/包 |

离心管架

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|------------------|---------|
| FRK006 | 两用离心管架(120 孔) | 10 个/包装 |
| FRK009 | 两用离心管架(192 孔) | 1 个 |
| FRK011 | 两用离心管架(120 孔带盖) | 1 个 |
| FRK022 | 多功能离心管架 | 1 个 |
| FRK026 | 多功能离心管架 | 1 个 |
| FRK028 | 1.5 毫升离心管架(24 孔) | 1 个 |
| FRK030 | 1.5 毫升离心管架(40 孔) | 1 个 |
| FRK033 | 5 毫升离心管架(24 孔) | 1 个 |
| FRK036 | 15 毫升离心管架(18 孔) | 1 个 |
| FRK039 | 50 毫升离心管架(8 孔) | 1 个 |

离心管盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|-------------------|--------|
| FBX302 | 5 毫升离心管盒(32 孔) | 1 个 |
| FBX308 | 1.5 毫升离心管盒(100 孔) | 1 个 |
| FBX500 | 500 微升离心管盒(72 孔) | 5 个/包装 |
| FBX1500 | 1.5 毫升离心管盒(72 孔) | 5 个/包装 |

离心管及存放



冻存盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|----------------|-------|
| FBX035 | 50 格冷冻盒 | 1 个 |
| FBX038 | 81 格冷冻盒 | 1 个 |
| FBX068 | 100 格冷冻盒 | 1 个 |
| FBX081 | 81 孔液氮罐专用冻存盒 | 1 个/包 |
| FBX082 | 100 孔液氮罐专用冻存盒 | 1 个/包 |
| FBX300 | 5 毫升冻存管盒(36 孔) | 1 个 |
| FCFC012 | BeyoCool™细胞冻存盒 | 1 个 |

冰盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-----------|------|
| FBX076 | 50 孔冰盒 | 1 个 |
| FBX078 | 54 孔多用途冰盒 | 1 个 |
| FBX079 | 96 孔冰盒 | 1 个 |

吸液与移液



枪头

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|-----------------------------------|------------------|
| FTIP610 | BeyoGold™无菌盒装吸头(0.1-10μl, 无色) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP616 | BeyoGold™无菌盒装低吸附吸头(0.1-10μl, 无色) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP620 | BeyoGold™无菌盒装吸头(1-200μl, 黄色) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP628 | BeyoGold™无菌盒装吸头(100-1000μl, 蓝色加长) | 96 个/盒, 50 盒/箱 |
| FTIP010 | 10 微升枪头 | 1000 个/包 |
| FTIP011 | 10 微升枪头 | 1000 个/包, 40 包/箱 |
| FTIP200 | 200 微升黄枪头 | 1000 个/包 |
| FTIP201 | 200 微升黄枪头 | 1000 个/包, 50 包/箱 |
| FTIP01B | 1 毫升蓝枪头 | 500 个/包 |
| FTIP01C | 1 毫升蓝枪头 | 500 个/包, 30 包/箱 |
| FTIP01F | 1 毫升加长蓝枪头 | 500 个/包 |
| FTIP01G | 1 毫升加长蓝枪头 | 500 个/包, 30 包/箱 |
| FTIP01W | 1 毫升本色枪头 | 500 个/包 |
| FTIP01X | 1 毫升本色枪头 | 500 个/包, 30 包/箱 |
| FTIP05B | 5 毫升大口长枪头 | 300 个/包 |
| FTIP05L | 5 毫升小口长枪头 | 300 个/包 |
| FTIP05S | 5 毫升短枪头 | 300 个/包 |

吸液与移液



移液管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------------------------|--------|
| FCN110 | 10 毫升移液管(无菌, CORNING 原装) | 50 个/包 |
| FCN125 | 25 毫升移液管(无菌, CORNING 原装) | 25 个/包 |

巴氏吸管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|--------------|---------|
| FPIP001 | 1 毫升巴氏吸管 | 500 个/包 |
| FPIP002 | 1 毫升巴氏吸管(无菌) | 100 个/包 |
| FPIP003 | 3 毫升巴氏吸管 | 500 个/包 |
| FPIP004 | 3 毫升巴氏吸管(无菌) | 100 个/包 |

枪头盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|----------|----------------|---------|
| FBX010 | 10 微升枪头盒 | 12 个/包装 |
| FBX200 | 200 微升枪头盒 | 6 个/包装 |
| FBX1000 | 1 毫升枪头盒(60 孔) | 6 个/包装 |
| FBX1000B | 1 毫升枪头盒(100 孔) | 5 个/包装 |

加样槽

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|----------|---------|
| FCT331 | 盛液器(排枪用) | 10 个/包装 |

磁性分离

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------------------|------|
| FMS012 | BeyoMag™磁分离架(12 孔) | 1 个 |
| FMS024 | BeyoMag™磁分离架(24 孔) | 1 个 |
| FMS096 | BeyoMag™磁分离架(96 孔) | 1 个 |

微孔板及相关



96 孔板

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-----------------|---------|
| FPT010 | 96 孔板(平底, 带盖) | 1 个 |
| FPT011 | 96 孔板(平底, 带盖) | 100 个/箱 |
| FPT015 | 96 孔板(U 形底, 带盖) | 1 个 |
| FPT016 | 96 孔板(U 形底, 带盖) | 100 个/箱 |
| FPT018 | 96 孔板(V 形底, 带盖) | 1 个 |
| FPT019 | 96 孔板(V 形底, 带盖) | 100 个/箱 |

96 孔深孔板

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|------------------------|---------|
| FPT021 | 96 孔深孔板(U 形底, 1.2ml/孔) | 12 个/包装 |
| FPT026 | 96 孔深孔板(U 形底, 1.8ml/孔) | 10 个/包装 |

酶标条


| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------------|--------|
| FST012 | 12 联检测条(酶标条) | 50 个/袋 |

酶标条架

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|----------------|--------|
| FST012R | 12 联检测条架(酶标条架) | 5 个/包装 |
| FST012L | 酶标条架盖子 | 5 个/包装 |

96 孔点样板

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|---------|---------|
| FPT102 | 96 孔点样板 | 10 个/包装 |



培养皿

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|-------------|-----------------|
| FCD065 | 6 厘米细胞培养皿 | 20 个/袋, 4 袋/箱 |
| FCD066 | 6 厘米细胞培养皿 | 20 个/袋, 25 袋/箱 |
| FCD101 | 10 厘米细胞培养皿 | 20 个/袋, 4 袋/箱 |
| FCD102 | 10 厘米细胞培养皿 | 20 个/袋, 25 袋/箱 |
| FDSH106 | 6 厘米培养皿(无菌) | 10 个/包, 100 包/箱 |
| FDSH109 | 9 厘米培养皿(无菌) | 10 个/包, 50 包/箱 |

培养板

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-----------|-----------------|
| FCP060 | 6 孔细胞培养板 | 1 个/包装, 50 包装/箱 |
| FCP243 | 24 孔细胞培养板 | 1 个/包装, 50 包装/箱 |
| FCP962 | 96 孔细胞培养板 | 1 个/包装, 50 包装/箱 |

冻存管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|---------------|---------|
| FTUB018 | 2 毫升细胞冻存管 | 500 个/包 |
| FTUB205 | 5 毫升细胞冻存管 | 200 个/包 |
| FTUB215 | 1.5 毫升冻存管 | 500 个/包 |
| FCT217 | 1.5 毫升冻存管(无菌) | 100 个/包 |
| FCT222 | 2 毫升细胞冻存管(无菌) | 100 个/包 |
| FCT252 | 5 毫升细胞冻存管(无菌) | 50 个/包 |

移液管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------------------------|--------|
| FCN110 | 10 毫升移液管(无菌, CORNING 原装) | 50 个/包 |
| FCN125 | 25 毫升移液管(无菌, CORNING 原装) | 25 个/包 |

离心管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------------------------|---------|
| FCT116 | 1.5 毫升离心管(无菌) | 100 个/包 |
| FCT121 | 2 毫升离心管(无菌) | 100 个/包 |
| FCT151 | 5 毫升离心管(无菌) | 50 个/包 |
| FCN015 | 15 毫升离心管(无菌, CORNING 原装) | 50 个/包 |
| FCN050 | 50 毫升离心管(无菌, CORNING 原装) | 25 个/包 |

PCR 耗材



PCR 管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|--------------------|----------|
| FTUB002 | 200 微升薄壁 PCR 管(凸盖) | 1000 个/包 |
| FTUB003 | 200 微升薄壁 PCR 管(平盖) | 1000 个/包 |

PCR 排管和盖

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|-------------------------|---------|
| FTUB108 | 200 微升八联管(PCR 排管) | 200 排/包 |
| FTUB113 | 八联管盖(用于八联管或 96 管 PCR 板) | 200 条/包 |
| FTUB116 | 十二联管盖(用于 96 管 PCR 板) | 200 条/包 |

PCR 板

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|---------------------------|---------|
| FTUB110 | 96 管 PCR 板 | 10 个/包 |
| FTUB111 | 96 管 PCR 板(带边框) | 10 个/包 |
| FTUB333 | 荧光定量 PCR 用 96 孔板(ABI 原装) | 20 个/包装 |
| FTUB384 | 荧光定量 PCR 用 384 孔板(ABI 分装) | 20 个/包装 |

PCR 板封版膜

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-----------------------|----------|
| FSF002 | 荧光定量 PCR 用封板膜(ABI 分装) | 20 片/包装 |
| FSF007 | 封板膜(透明, Axygen 分装) | 100 片/包装 |
| FSF008 | 封板膜(透明, Axygen 原装) | 500 片/包装 |
| FSF021 | 封板膜(白色) | 100 片/包装 |
| FSF025 | 封板膜(黑色) | 100 片/包装 |

PCR 管盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|---------------|------|
| FBX200P | 200 微升 PCR 管盒 | 1 个 |



PVDF 膜

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|--|----------|
| FFP24 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.2μm) | 20 张/包装 |
| FFP26 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.2μm) | 100 张/包装 |
| FFP28 | PVDF 膜(进口原装, 26.5cm×3.75m/卷, 0.2μm) | 1 卷/包装 |
| FFP32 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 20 张/包装 |
| FFP33 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 100 张/包装 |
| FFP36 | PVDF 膜(进口分装, 8.5×13.2cm, 0.45μm) | 10 张/包装 |
| FFP39 | PVDF 膜(进口原装, 26.5cm×3.75m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |
| FFP19 | 亲水 PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 10 张/包装 |
| FFP20 | 亲水 PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 50 张/包装 |
| FFP22 | 亲水 PVDF 膜(进口原装, 26.5cm×1.875m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |

硝酸纤维素膜

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|-----------------------------------|----------|
| FFN02 | 硝酸纤维素膜(进口分装, 6.3×8.3cm, 0.45μm) | 20 张/包装 |
| FFN03 | 硝酸纤维素膜(进口分装, 6.3×8.3cm, 0.45μm) | 100 张/包装 |
| FFN05 | 硝酸纤维素膜(进口分装, 15.6×16.6cm, 0.45μm) | 5 张/包装 |
| FFN08 | 硝酸纤维素膜(进口原装, 33cm×3m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |

尼龙膜

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|--------------------------------------|----------|
| FFN10 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 7.5×8.25cm, 0.45μm) | 20 张/包装 |
| FFN11 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 7.5×8.25cm, 0.45μm) | 100 张/包装 |
| FFN13 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 15×16.5cm, 0.45μm) | 5 张/包装 |
| FFN15 | 尼龙膜(带正电荷, 进口原装, 30cm×3.3m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |

洗膜盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|----------------------------------|--------|
| FFX050 | Western 洗膜盒(9.0×6.0×3.3cm) | 1 个/包装 |
| FFX052 | Western 洗膜盒(9.0×6.6×3.0cm) | 1 个/包装 |
| FFX055 | Western 洗膜盒(5 格, 14.5×9.8×3.5cm) | 1 个/包装 |

胶片

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|-----------------------|---------|
| FF057 | X-OMAT BT 胶片(5×7 英寸) | 100 张/盒 |
| FF081 | X-OMAT BT 胶片(8×10 英寸) | 100 张/盒 |



暗盒与增感屏

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|---------------------|------|
| FFC58 | 压片暗盒(5×7 英寸) | 1 个 |
| FFC83 | 压片暗盒(8×10 英寸) | 1 个 |
| FFF59 | 稀土高速增感屏(感蓝,5×7 英寸) | 1 片 |
| FFF86 | 稀土高速增感屏(感蓝,8×10 英寸) | 1 片 |

电泳及转印

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|--|----------|
| FFP51 | 转印滤纸(7.5×10cm) | 100 张/包装 |
| E6010 | MiniProGel™电泳槽上盖(带电缆线) | 1 个 |
| E6011 | MiniProGel™短玻璃板 | 5 片/盒 |
| E6012 | MiniProGel™厚玻璃板 (0.75mm) | 5 片/盒 |
| E6013 | MiniProGel™厚玻璃板 (1.0mm) | 5 片/盒 |
| E6015 | MiniProGel™厚玻璃板 (1.5mm) | 5 片/盒 |
| E6020 | MiniProGel™电泳梳 (0.75mm, 10-well, 33μl) | 5 个/包 |
| E6021 | MiniProGel™电泳梳 (1.0mm, 10-well, 44μl) | 5 个/包 |
| E6022 | MiniProGel™电泳梳 (1.5mm, 10-well, 66μl) | 5 个/包 |
| E6023 | MiniProGel™电泳梳 (0.75mm, 15-well, 20μl) | 5 个/包 |
| E6024 | MiniProGel™电泳梳 (1.0mm, 15-well, 26μl) | 5 个/包 |
| E6025 | MiniProGel™电泳梳 (1.5mm, 15-well, 39μl) | 5 个/包 |
| E6030 | MiniProGel™制胶架 | 1 个 |
| E6032 | MiniProGel™夹胶框 | 1 个 |
| E6035 | MiniProGel™剥胶铲 | 2 个/包 |
| E6038 | MiniProGel™密封垫(灌胶用) | 2 个/包 |
| E6061 | MiniBlot™小型转移衬垫 | 4 片/包 |
| E6065 | MiniBlot™小型转移三明治夹 | 1 个 |
| E6069 | MiniBlot™蓝冰冰盒 | 1 个 |
| E6071 | MiniBlot™赶气泡滚子 | 1 个 |
| E6093 | NA-Gel™制胶梳子(1.0mm, 11/25 wells) | 1 个 |
| E6095 | NA-Gel™制胶梳子(1.5mm, 8/18 wells) | 1 个 |
| E6096 | NA-Gel™制胶梳子(1.5mm, 6/13 wells) | 1 个 |
| E6097 | NA-Gel™制胶梳子(2.0mm, 1/2/3 wells) | 1 个 |
| E6098 | NA-Gel™多功能制胶器套件 | 1 套 |
| E1117 | 短玻璃板(伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1118 | 厚玻璃板(带 0.75mm 边条, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1119 | 厚玻璃板(带 1.0mm 边条, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1120 | 厚玻璃板(带 1.5mm 边条, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1121 | 电泳梳(10 孔, 0.75mm, 33μl, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1122 | 电泳梳(15 孔, 厚度 0.75mm, 20μl, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1123 | 电泳梳(10 孔, 厚度 1.0mm, 44μl, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1124 | 电泳梳(15 孔, 厚度 1.0mm, 26μl, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1125 | 电泳梳(10 孔, 厚度 1.5mm, 66μl, 伯乐原装) | 5 块/盒 |
| E1126 | 电泳梳(15 孔, 厚度 1.5mm, 40μl, 伯乐原装) | 5 块/盒 |

印迹与检测



| | | |
|-------|---------------------|-------|
| E1127 | 密封垫(灌胶用, 伯乐原装) | 2 块/盒 |
| E1128 | 小型转移三明治夹(转膜用, 伯乐原装) | 1 个 |
| E1129 | 小型转移衬垫(黑色, 伯乐原装) | 4 块/盒 |
| E1130 | 小型转移衬垫(黑色, 伯乐原装) | 1 个 |
| E1131 | 蓝色冰盒(转膜用, 伯乐原装) | 1 个 |
| E1132 | 白色冰盒(转膜用, 伯乐原装) | 1 个 |

染色与检测



载玻片

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|---------------|--------|
| FSL004 | 抛光边载玻片 | 50 片/盒 |
| FSL005 | 抛光边单头单面磨砂载玻片 | 50 片/盒 |
| FSL006 | 抛光边单头双面磨砂载玻片 | 50 片/盒 |
| FSL011 | 磨边单凹槽载玻片 | 50 片/盒 |
| FSL012 | 磨边双凹槽载玻片 | 50 片/盒 |
| FSL051 | 粘附载玻片(表面带正电荷) | 50 片/盒 |

盖玻片

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------------|---------|
| FCGF18 | 精装盖玻片(18×18) | 200 片/盒 |
| FCGF20 | 精装盖玻片(20×20) | 200 片/盒 |
| FCGF22 | 精装盖玻片(22×22) | 200 片/盒 |
| FCGF24 | 精装盖玻片(24×24) | 200 片/盒 |
| FCGF32 | 精装盖玻片(24×32) | 100 片/盒 |
| FCGF40 | 精装盖玻片(24×40) | 100 片/盒 |
| FCGF50 | 精装盖玻片(24×50) | 100 片/盒 |
| FCGF60 | 精装盖玻片(24×60) | 100 片/盒 |

存储盒

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-------------|---------|
| FBX011 | 12 片装载玻片存储盒 | 1 个 |
| FBX012 | 12 片装载玻片存储盒 | 50 个/包装 |
| FBX024 | 25 片装载玻片存储盒 | 1 个 |
| FBX025 | 25 片装载玻片存储盒 | 30 个/包装 |
| FBX049 | 50 片装载玻片存储盒 | 1 个 |
| FBX050 | 50 片装载玻片存储盒 | 20 个/包装 |

染色与检测



| | | |
|--------|-------------|---------|
| FBX099 | 100片装载玻片存储盒 | 1个 |
| FBX100 | 100片装载玻片存储盒 | 10个/包装 |
| FBX001 | 2片装邮寄夹 | 10个/包装 |
| FBX002 | 2片装邮寄夹 | 200个/包装 |
| FBX003 | 5片装邮寄夹 | 10个/包装 |
| FBX005 | 5片装邮寄夹 | 100个/包装 |

染色缸染色架

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|--------------|------|
| FG005 | 5片装载玻片染色缸 | 1个 |
| FG010 | 10片装载玻片染色缸 | 1个 |
| FG030 | 30片装载玻片染色缸 | 1个 |
| FG060 | 60片装载玻片染色缸 | 1个 |
| FJ024 | 24片染色架(带染色缸) | 1个 |
| FJ026 | 26片染色架 | 1个 |
| FJ030 | 30片染色架 | 1个 |
| FJ060 | 60片染色架 | 1个 |

其他染色耗材

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|--------|---------|
| FSR902 | 包埋盒 | 200个/包装 |
| FSR958 | 载玻片染色盒 | 1个 |

过滤耗材



滤纸

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|----------------|---------|
| FFP51 | 转印滤纸(7.5×10cm) | 100张/包装 |
| FFT08 | 定性滤纸(中速) | 100张/盒 |

滤膜

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------|---------------------------------|--------|
| FF332 | 微孔滤膜(0.2微米/100毫米) | 50张/包 |
| FF338 | 微孔滤膜(0.8微米/100毫米) | 50张/包 |
| FFN02 | 硝酸纤维素膜(进口分装, 6.3×8.3cm, 0.45μm) | 20张/包装 |

过滤耗材



| | | |
|--------|--|----------|
| FFN03 | 硝酸纤维素膜(进口分装, 6.3×8.3cm, 0.45μm) | 100 张/包装 |
| FFN05 | 硝酸纤维素膜(进口分装, 15.6×16.6cm, 0.45μm) | 5 张/包装 |
| FFN08 | 硝酸纤维素膜(进口原装, 33cm×3m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |
| FFN10 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 7.5×8.25cm, 0.45μm) | 20 张/包装 |
| FFN11 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 7.5×8.25cm, 0.45μm) | 100 张/包装 |
| FFN13 | 尼龙膜(带正电荷, 进口分装, 15×16.5cm, 0.45μm) | 5 张/包装 |
| FFN15 | 尼龙膜(带正电荷, 进口原装, 30cm×3.3m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |
| FFN19 | 亲水 PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 10 张/包装 |
| FFP20 | 亲水 PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 50 张/包装 |
| FFP22 | 亲水 PVDF 膜(进口原装, 26.5cm×1.875m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |
| FFP24 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.2μm) | 20 张/包装 |
| FFP26 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.2μm) | 100 张/包装 |
| FFP28 | PVDF 膜(进口原装, 26.5cm×3.75m/卷, 0.2μm) | 1 卷/包装 |
| FFP32 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 20 张/包装 |
| FFP33 | PVDF 膜(进口分装, 6.6×8.5cm, 0.45μm) | 100 张/包装 |
| FFP36 | PVDF 膜(进口分装, 8.5×13.2cm, 0.45μm) | 10 张/包装 |
| FFP39 | PVDF 膜(进口原装, 26.5cm×3.75m/卷, 0.45μm) | 1 卷/包装 |
| P0021S | PVDF 膜浸润活化液 | 250ml |

滤器

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------------|---|---------|
| FF251 | 针头滤器(0.2 微米/25 毫米, Pall 分装) | 10 个/盒 |
| FF252 | 针头滤器(0.2 微米/25 毫米, Pall 原装) | 50 个/盒 |
| FF258 | 针头滤器(0.45 微米/25 毫米, Pall 分装) | 10 个/盒 |
| FF259 | 针头滤器(0.45 微米/25 毫米, Pall 分装) | 50 个/盒 |
| FF342-10pcs | 针头滤器(0.22μm/28mm, PES, Sterile, Sartorius 分装) | 10 个/袋 |
| FF342-50pcs | 针头滤器(0.22μm/28mm, PES, Sterile, Sartorius 原装) | 50 个/盒 |
| FF345-10pcs | 针头滤器(0.45μm/28mm, PES, Sterile, Sartorius 分装) | 10 个/袋 |
| FF345-50pcs | 针头滤器(0.45μm/28mm, PES, Sterile, Sartorius 原装) | 50 个/盒 |
| FUF051-5pcs | 超滤管(0.5ml, 10kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 5 个/袋 |
| FUF051-25pcs | 超滤管(0.5ml, 10kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 25 个/袋 |
| FUF051-100pcs | 超滤管(0.5ml, 10kDa MWCO, PES, Sartorius 原装) | 100 个/盒 |
| FUF053-5pcs | 超滤管(0.5ml, 30kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 5 个/袋 |
| FUF053-25pcs | 超滤管(0.5ml, 30kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 25 个/袋 |
| FUF053-100pcs | 超滤管(0.5ml, 30kDa MWCO, PES, Sartorius 原装) | 100 个/盒 |
| FUF058-5pcs | 超滤管(0.5ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 5 个/袋 |
| FUF058-25pcs | 超滤管(0.5ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 25 个/袋 |
| FUF058-100pcs | 超滤管(0.5ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius 原装) | 100 个/盒 |
| FUF151-2pcs | 超滤管(15ml, 10kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 2 个/袋 |
| FUF151-12pcs | 超滤管(15ml, 10kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 12 个/袋 |
| FUF151-48pcs | 超滤管(15ml, 10kDa MWCO, PES, Sartorius 原装) | 48 个/盒 |
| FUF153-2pcs | 超滤管(15ml, 30kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 2 个/袋 |
| FUF153-12pcs | 超滤管(15ml, 30kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 12 个/袋 |
| FUF153-48pcs | 超滤管(15ml, 30kDa MWCO, PES, Sartorius 原装) | 48 个/盒 |
| FUF158-2pcs | 超滤管(15ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 2 个/袋 |
| FUF158-12pcs | 超滤管(15ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius 分装) | 12 个/袋 |
| FUF158-48pcs | 超滤管(15ml, 100kDa MWCO, PES, Sartorius 原装) | 48 个/盒 |

防护用品



手套

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|---------|------------|-----------------|
| FGL003L | 普通芦荟无粉乳胶手套 | 100 只/盒, 10 盒/箱 |
| FGL003M | 普通芦荟无粉乳胶手套 | 100 只/盒, 10 盒/箱 |
| FGL003S | 普通芦荟无粉乳胶手套 | 100 只/盒, 10 盒/箱 |
| FGL032 | 加袖 PVC 手套 | 1 副 |
| FPG001 | 一次性薄膜手套 | 70 只/袋, 50 袋/箱 |
| FPG002 | 一次性薄膜手套 | 70 只/袋 |

工作服

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|----------|------------|------|
| FPT009BL | 工作服/白大褂(薄) | 1 件 |
| FPT009BM | 工作服/白大褂(薄) | 1 件 |
| FPT009BS | 工作服/白大褂(薄) | 1 件 |
| FPT009CL | 工作服/白大褂(厚) | 1 件 |
| FPT009CM | 工作服/白大褂(厚) | 1 件 |
| FPT009CS | 工作服/白大褂(厚) | 1 件 |

一次性帽子

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-------|----------------|
| FPH003 | 一次性帽子 | 20 只/袋, 5 袋/包装 |

一次性口罩

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-------|----------------|
| FPM005 | 一次性口罩 | 20 只/袋, 5 袋/包装 |

一次性鞋套

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|-------|---------|
| FPS007 | 一次性鞋套 | 50 只/包装 |

分离纯化



空柱管

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|----------------------|--------|
| FCL01 | 亲和层析柱空柱管(1 毫升) | 20 套/包 |
| FCL03 | 亲和层析柱空柱管(3 毫升) | 20 套/包 |
| FCL06 | 亲和层析柱空柱管(6 毫升) | 20 套/包 |
| FCL12 | 亲和层析柱空柱管(12 毫升) | 20 套/包 |
| FCL30 | 亲和层析柱空柱管(30 毫升) | 10 套/包 |
| FCL60 | 亲和层析柱空柱管(60 毫升) | 10 套/包 |
| FCL61 | 固相萃取柱空柱管(1 毫升) | 20 套/包 |
| FCL63 | 固相萃取柱空柱管(3 毫升) | 20 套/包 |
| FCL66 | 固相萃取柱空柱管(6 毫升) | 20 套/包 |
| FCL72 | 固相萃取柱空柱管(12 毫升) | 20 套/包 |
| FCL83 | 固相萃取柱空柱管(30 毫升) | 5 套/包 |
| FCL86 | 固相萃取柱空柱管(60 毫升) | 5 套/包 |
| FCL98 | 串联柱(1 毫升) | 20 套/包 |
| FCL108 | 离心空柱管(2 毫升, 5 微米孔径) | 50 套/包 |
| FXC006 | 小抽套管 | — |
| FCL122 | 离心空柱管(2 毫升, 20 微米孔径) | 50 套/包 |

其他耗材



蓝盖瓶

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|------------|-------|
| FBT001 | 100 毫升蓝盖瓶 | 6 个/箱 |
| FBT002 | 250 毫升蓝盖瓶 | 3 个/箱 |
| FBT006 | 500 毫升蓝盖瓶 | 8 个/箱 |
| FBT008 | 1000 毫升蓝盖瓶 | 4 个/箱 |

PH 试纸

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|----------------|--------|
| FPH001 | pH 试纸(1-14) | 5 本/包装 |
| FPH004 | pH 试纸(4-10) | 5 本/包装 |
| FPH038 | pH 试纸(3.8-5.4) | 5 本/包装 |
| FPH054 | pH 试纸(5.4-7.0) | 5 本/包装 |
| FPH055 | pH 试纸(5.5-9.0) | 5 本/包装 |
| FPH064 | pH 试纸(6.4-8.0) | 5 本/包装 |
| FPH076 | pH 试纸(7.6-8.5) | 5 本/包装 |

其他耗材



金属器械

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|-------------|-----------------------------|----------------|
| FS001 | 普通剪刀(10cm, 直尖) | 1 把 |
| FS003 | 普通剪刀(12.5cm, 直尖) | 1 把 |
| FS007 | 普通剪刀(12.5cm, 弯尖) | 1 把 |
| FS011 | 普通剪刀(14cm, 直尖) | 1 把 |
| FS015 | 普通剪刀(14cm, 弯尖) | 1 把 |
| FS209 | 医用剪(12.5cm, 直尖头) | 1 把 |
| FS213 | 医用剪(12.5cm, 弯尖头) | 1 把 |
| FS217 | 显微剪(12.5cm, 笔式, 直) | 1 把 |
| FS221 | 显微剪(12.5cm, 笔式, 弯) | 1 把 |
| FS019 | 普通镊子(12.5cm, 直圆头) | 1 把 |
| FS023 | 普通镊子(20cm, 直圆头) | 1 把 |
| FS027 | 精细镊(11cm, 直) | 1 把 |
| FS031 | 精细镊(11cm, 弯) | 1 把 |
| FS035 | WB 专用镊子(12cm, 翘方头) | 1 把 |
| FS225 | 眼科镊(10cm, 直有勾, 亚光) | 1 把 |
| FS229 | 眼科镊(10cm, 弯有勾, 亚光) | 1 把 |
| FS233 | 显微镊(12.5cm, 笔式, 直宽 0.15mm) | 1 把 |
| FS237 | 显微镊(12.5cm, 笔式, 弯宽 0.15mm) | 1 把 |
| FS039 | 单面保安刀片(割胶刀片) | 5 片/包, 100 片/盒 |
| FS201 | 手术刀柄(4#) | 1 把 |
| FS205 | 手术刀片(20#) | 100 片/盒 |
| FS241 | 止血钳(14cm, 直全齿) | 1 把 |
| FS245 | 止血钳(14cm, 弯全齿) | 1 把 |
| FS249-10pcs | 带线缝合针(3/8 弧, 4×12, 4-0, 单针) | 10 包 |
| FS249-50pcs | 带线缝合针(3/8 弧, 4×12, 4-0, 单针) | 50 包/盒 |
| FS500 | 小动物手术器械套装 | 1 套 |

其他

| 产品编号 | 产品名称 | 产品包装 |
|--------|---------------------------|------|
| FBX901 | 泡沫盒(22×18×24cm) | 1 个 |
| FBX902 | 泡沫盒(22×18×24cm) | 10 个 |
| FAD008 | 八通道吸液适配器 | 1 个 |
| PPF566 | Parafilm 封口膜(4 英寸×125 英尺) | 1 卷 |
| FAB011 | 酒精灯 | 1 个 |
| FX030 | 洗耳球(30ml) | 1 个 |
| FX060 | 洗耳球(60ml) | 1 个 |
| FX090 | 洗耳球(90ml) | 1 个 |
| FF006 | 铝箔 | 1 卷 |