



Serving Life Science
Benefiting Lives

BeyoTSA™多重荧光染色试剂盒系列

- TSA技术、百倍灵敏度！
- 无抗体种属限制、多重染色！
- 最多同时标记和检测8种目的蛋白！

BeyoTSA™多重荧光染色试剂盒


产品特点 | PRODUCT FEATURES

- **多重荧光标记, 支持 2-6 色同步检测:** 提供双标、三标、四标、五标等多种组合, 兼容常见荧光成像系统;
- **突破抗体种属限制, 自由搭配一抗:** 可在同一张切片上使用不同种属来源的一抗;
- **超高灵敏度, 信号放大 100 倍以上:** 基于酪酰胺信号放大 (TSA) 技术, 可检测极低丰度靶标, 显著提升信噪比, 适用于传统方法难以检出的微弱信号;
- **适用于多种样本类型:** 适用于石蜡切片、冰冻切片、细胞爬片、细胞涂片等细胞或组织样品的多重荧光染色;
- **操作简便, 一站式解决方案:** 包含 TSA 反应缓冲液、抗体洗脱液、DAPI 染液、自发荧光淬灭剂等关键组分, 有效减少实验时间。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P1342	BeyoTSA™双标三色多重荧光染色试剂盒(488/555/DAPI)	100次 / 400次	1518 / 4528元
P1349	BeyoTSA™双标三色多重荧光染色试剂盒(488/594/DAPI)	100次 / 400次	1518 / 4528元
P1351	BeyoTSA™三标四色多重荧光染色试剂盒(488/555/647/DAPI)	100次 / 400次	2299 / 6899元
P1353S	BeyoTSA™四标五色多重荧光染色试剂盒	100次	3098元
P1356S	BeyoTSA™五标六色多重荧光染色试剂盒	100次	3898元

产品效果 | PRODUCT EFFECT



碧云天 BeyoTSA™系列产品的效果图示例。BeyoTSA™三标四色多重荧光染色试剂盒 (488/555/647/DAPI) (P1351) 检测肺部组织石蜡切片。

BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- **采用 TSA 信号放大技术, 极大提高检测灵敏度:** TSA 技术具有极高的检测灵敏度和精度, 用于传统方法无法检出的低丰度靶抗原的检测, 大大降低抗体的用量;
- **多重标记兼容性:** 支持单标到多标实验设计, 提供 8 种荧光标记选择 (350-680nm), 突破抗体种属限制, 实现多重免疫标记;
- **广泛样本适用性:** 适用于石蜡切片、冰冻切片, 兼容细胞爬片、涂片样本, 支持组织芯片检测;
- **应用范围广泛:** 适用于免疫组织化学、免疫细胞化学、原位杂交 (ISH) 增强及多重荧光检测实验。




图2. BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-488) (P1382) 检测 NRK-52E 细胞核蛋白的效果图

图3. BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-555) (P1389) 检测 NRK-52E 细胞内微管蛋白的效果图

产品效果 | PRODUCT EFFECT




图1. 使用 BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-Biotin) (P1371) 检测 NRK-52E 细胞内微管蛋白的效果图

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P1371	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-Biotin)	100次 / 400次	889 / 2688元
P1375S	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-350)	100次	998元
P1378S	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-440)	100次	998元
P1382	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-488)	100次 / 400次	859 / 2588元
P1386S	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-532)	100次	998元
P1389	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-555)	100次 / 400次	859 / 2588元
P1391	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-594)	100次 / 400次	859 / 2588元
P1393	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-647)	100次 / 400次	859 / 2588元
P1396S	BeyoTSA™酪酰胺信号放大试剂盒 (Tyramide-680)	100次	998元

www.beyotime.com

BeyoTSA™ Tyramide-substrate

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- **种类丰富**: 包含 9 种底物, 可根据实际检测设备荧光通道的具体参数选择合适的酪酰胺底物进行组合搭配;
- **灵敏度高**: 可以用于传统方法无法检出的低丰度靶抗原的检测;
- **节约抗体**: 基于酪酰胺信号放大技术能够极大地降低抗体的用量;
- **稳定性强**: 可与传统染色方法结合使用进行多色成像, 不易被洗脱掉, 可进行两个或更多个酪胺反应从而标记一个样品上的不同靶标。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P1412	BeyoTSA™ Tyramide-Biotin (200X)	25μl / 100μl	668 / 1998元
P1415-25μl	BeyoTSA™ Tyramide-350 (200X)	25μl	806元
P1418-25μl	BeyoTSA™ Tyramide-440 (200X)	25μl	806元
P1423	BeyoTSA™ Tyramide-488 (200X)	25μl / 100μl	668 / 1998元
P1426-25μl	BeyoTSA™ Tyramide-532 (200X)	25μl	806元
P1429	BeyoTSA™ Tyramide-555 (200X)	25μl / 100μl	668 / 1998元
P1432	BeyoTSA™ Tyramide-594 (200X)	25μl / 100μl	668 / 1998元
P1435	BeyoTSA™ Tyramide-647 (200X)	25μl / 100μl	668 / 1998元
P1437-25μl	BeyoTSA™ Tyramide-680 (200X)	25μl	806元

TSA Reaction Buffer

产品简介 | PRODUCT INTRODUCTION

- 碧云天的 TSA Reaction Buffer, 即酪酰胺信号放大反应缓冲液, 也称信号放大液, 与 BeyoTSA™ 系列多重免疫荧光染色试剂盒中的 TSA Reaction Buffer 组分相同, 可以替代使用。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P1451	TSA Reaction Buffer	100ml / 500ml	98 / 368元

免疫染色抗体洗脱液

产品特点 | PRODUCT FEATURES

- **操作简单, 洗脱高效**: 通常仅需洗脱一次且室温孵育即可;
- **条件温和**: 不影响样本形态结构及蛋白的情况下, 将一抗和二抗彻底洗脱去除。特别适用于易掉片的组织切片。

产品信息 | PRODUCT INFORMATION

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P1453	免疫染色抗体洗脱液	50ml / 250ml	99 / 369元

Beyotime Biotech Inc | 上海碧云天生物技术股份有限公司

地址: 上海市松江区新飞路1500弄松江科技创业中心5号/30号/68号楼 邮编: 201611
热线: 400-1683301 或 800-8283301 Email: info@beyotime.com 网站: www.beyotime.com

Contact Us | 联系我们



400-1683301 或 800-8283301



4001683301



order@beyotime.com



www.beyotime.com



碧云商城

碧云天网站

微信公众号