

## Ki67 细胞增殖检测试剂盒



### 产品特点

- **封闭快速** 采用碧云天 QuickBlock™免疫染色封闭液(P0260)，仅 10 分钟左右即可完成封闭；
- **使用方便** 提供固定液、洗涤液、封闭液、一抗、荧光标记二抗、细胞核荧光染色液、封片液全套试剂，使用时不必再配制其它任何溶液；
- **节省试剂** 试剂盒中提供的单抗和二抗可回收利用，可最少重复使用 5 次；
- **产品全面** 可选择鼠源或兔源单抗，同时提供绿色和红色两种荧光二抗，满足不同的染色和应用需求。

### 检测效果




图 1. 碧云天 Ki67 细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 红色, 鼠单抗) (C2312S) 检测 HeLa 细胞增殖的效果图。




图 2. 碧云天 Ki67 细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 绿色, 鼠单抗) (C2317S) 检测 HeLa 细胞增殖的效果图。




图 3. 碧云天 Ki67 细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 红色, 兔单抗) (C2301S) 检测 HeLa 细胞增殖的效果图。




图 4. 碧云天 Ki67 细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 绿色, 兔单抗) (C2305S) 检测 HeLa 细胞增殖的效果图。

## 产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
C2301S	Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 红色, 兔单抗)	>100次
C2305S	Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 绿色, 兔单抗)	>100次
C2312S	Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 红色, 鼠单抗)	>100次
C2317S	Ki67细胞增殖检测试剂盒(免疫荧光法, 绿色, 鼠单抗)	>100次

## 相关产品

产品编号	产品名称	产品包装
C2323S	Ki67细胞增殖检测试剂盒(IHC法, 兔单抗)	>100次
C2328S	Ki67细胞增殖检测试剂盒(IHC法, 鼠单抗)	>100次

## 订货服务方式

E-mail: [order@beyotime.com](mailto:order@beyotime.com)

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: [www.beyotime.com](http://www.beyotime.com)

## 上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: [www.beyotime.com](http://www.beyotime.com)

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: [info@beyotime.com](mailto:info@beyotime.com)



碧云天网站



微信公众号