

通用型封闭与抗体稀释液系列产品



New

**兼容性强！
封闭时间短！
背景极低！
使用便捷！**

基础款

- **通用型封闭与抗体稀释液(P0268)** 是基础款，适用于 Western、免疫荧光、免疫组化的封闭液、抗体稀释液三合一产品；

快速型

- **QuickBlock™通用型封闭与抗体稀释液(P0269)** 是快速型封闭液和一抗/二抗稀释液，5-15min 就能完成封闭！本产品不含血清和白蛋白，稀释的抗体孵育后背景极低，确保极高的信噪比；

无蛋白型

- **QuickBlock™通用型无蛋白封闭与抗体稀释液(P0270)** 是一款不含动物源性物质和蛋白成分的封闭液，可避免外源蛋白干扰，特别适用于磷酸化、糖基化等蛋白修饰检测及生物素相关实验；

高灵敏度型

- **SignalUp™通用型封闭与抗体稀释液(P0271)** 是一款高灵敏度封闭液，可显著增强 Western、IF、IHC 检测信号(数倍至十几倍)，同时降低背景，提升抗原抗体结合效率；

快速高灵敏度型

- **SignalUp™ Plus 通用型封闭与抗体稀释液(P0279)** 是一款快速高效(5-15 分钟封闭)的高灵敏度封闭液，可使 Western 检测信号增强数倍至十几倍，显著降低抗体用量和孵育时间，同时保持极低背景。

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装	产品价格
P0268	通用型封闭与抗体稀释液	100ml/500ml	122/503 元
P0269	QuickBlock™通用型封闭与抗体稀释液	100ml/500ml	129/521 元
P0270	QuickBlock™通用型无蛋白封闭与抗体稀释液	100ml/500ml	49/139 元
P0271	SignalUp™通用型封闭与抗体稀释液	100ml/500ml	326/1128 元
P0279	SignalUp™ Plus 通用型封闭与抗体稀释液	100ml/500ml	366/1266 元

选购指南

产品编号	P0268	P0269	P0270	P0271	P0279
产品名称	通用型封闭与抗体稀释液	QuickBlock™通用型封闭与抗体稀释液	QuickBlock™通用型无蛋白封闭与抗体稀释液	SignalUp™通用型封闭与抗体稀释液	SignalUp™ Plus通用型封闭与抗体稀释液
主要有效成分	优化的BSA、去垢剂和抗体稳定剂等	QuickBlock™组分、去垢剂和抗体稳定剂等, 不含血清和白蛋白	不含任何蛋白组分, 含去垢剂和抗体稳定剂等	大分子化合物、封闭试剂和去垢剂等	特有的封闭组分、抗体稳定剂、大分子化合物和去垢剂等
兼容性	兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、生物素和荧光标记的二抗	兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、生物素和荧光标记的二抗	兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、生物素和荧光标记的二抗	兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、生物素和荧光标记的二抗	兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶、生物素和荧光标记的二抗
封闭时间	60分钟	~10分钟	~10分钟	60分钟	5~15分钟
背景	极低	极低	极低	极低	极低
使用便捷性	非常方便	非常方便	非常方便	非常方便	非常方便
特点	有效减少抗体的非特异性结合, 提升稀释后抗体的稳定保存时间	不含生物素, 不会干扰基于生物素的检测; 不含血清和白蛋白, 确保极高的信噪比	不含蛋白, 不易滋生微生物, 可室温长期稳定保存; 有效避免蛋白间相互作用干扰, 提高目的蛋白检测的准确性	可以使Western、IF、IHC检测的灵敏度增强数倍至十几倍	不含血清和白蛋白, 确保极高的信噪比; 可以使Western、IF、IHC检测的灵敏度增强数倍至十几倍
应用	常规WB、IF、IHC检测	WB、IF、IHC便捷高效检测	WB、IF、IHC便捷检测, 磷酸化、糖基化等蛋白修饰以及生物素的检测	WB、IF、IHC高灵敏度检测, 也可用于其它高灵敏度免疫检测	WB、IF、IHC高灵敏度检测, 也可用于其它高灵敏度免疫检测
稳定性	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★
便捷性	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
封闭效果	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
灵敏度	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★
推荐指数	★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★

订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: www.beyotime.com

上海碧云天生物技术股份有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号