


## BeyoGold™ His 标签蛋白纯化试剂盒



Hot


更强特异性！更高蛋白纯度！  
兼容还原剂和螯合剂！

### 产品特点

- **特异性强** 采用新型基质及优化的接臂和镍离子螯合技术，非特异性结合显著降低。
- **兼容性好** 兼容常见的还原剂（如 DTT、 $\beta$ -ME）和螯合剂（如 EDTA）。
- **结合容量大** 最大蛋白结合量为 20-30mg 蛋白/毫升凝胶。
- **耐受压力大** 最大耐受压力为 0.025MPa，约合 5.8PSI。
- **使用便捷** 提供所需各种试剂和亲和层析柱空柱管，使用方便。
- **应用广泛** 细菌、哺乳动物细胞、昆虫细胞等多种表达系统均适用。
- **可重复使用** 镍离子不流失，重复使用不需重装。

### 纯化效果

- **His 标签重组蛋白纯化效果图：**目的蛋白电泳条带清晰锐利，背景极低。



**His 标签重组蛋白纯化效果图。** M: marker; CL: 细菌裂解液 (cell lysate); FT: 上样穿流液 (flow through); W1-W3: 洗涤液 1-3 (wash 1-3); E1-E4: 洗脱液 1-4 (elution 1-4)。

## 产品信息

| 产品编号  | 产品名称          | 产品包装 |
|-------|---------------|------|
| P2226 | His 标签蛋白纯化试剂盒 | 10ml |

## 相关蛋白纯化解决方案

| 产品编号    | 产品名称                                       | 产品包装   |
|---------|--------------------------------------------|--------|
| P2210FT | BeyoGold™ His-tag Purification Resin (试用装) | 2ml    |
| P2210   | BeyoGold™ His-tag Purification Resin       | 10ml   |
| P2218   | BeyoGold™ His-tag Purification Resin       | 100ml  |
| P2220   | BeyoGold™ His-tag Purification Resin       | 1000ml |
| P1030   | 蛋白酶抑制剂混合物(His-Tag 蛋白纯化用, 100X)             | 1ml    |
| P1031   | 蛋白酶抑制剂混合物(His-Tag 蛋白纯化用, 100X)             | 5ml    |
| P2262   | GST 标签蛋白纯化试剂盒                              | 10ml   |
| P2250FT | BeyoGold™ GST-tag Purification Resin (试用装) | 1ml    |
| P2250   | BeyoGold™ GST-tag Purification Resin       | 1ml    |
| P2251   | BeyoGold™ GST-tag Purification Resin       | 10ml   |
| P2253   | BeyoGold™ GST-tag Purification Resin       | 100ml  |
| P2255   | BeyoGold™ GST-tag Purification Resin       | 1000ml |
| P2302   | PreScission Protease                       | 100U   |
| P2303   | PreScission Protease                       | 500U   |
| P2307   | TEV Protease                               | 1000U  |
| P2308   | TEV Protease                               | 10000U |

## 订货服务方式

E-mail: [order@beyotime.com](mailto:order@beyotime.com)

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: [www.beyotime.com](http://www.beyotime.com)

## 上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: [www.beyotime.com](http://www.beyotime.com)

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: [info@beyotime.com](mailto:info@beyotime.com)



碧云天网站



微信公众号