

超灵敏 ELISA Kit



NEW


样本量低至 5 μ l！灵敏度达到 0.1ng/ml！
真正的微量样本超灵敏！

产品特点

- **样本量少** 最少 5 μ l 样品即可检测。
- **灵敏度高** 最小蛋白检出下限低至 0.1ng/ml。
- **应用广泛** 血清、血浆、细胞培养上清液、细胞或组织裂解液等各种样本均适用；
- **使用方便** 试剂盒试剂齐全，酶标板预包被高亲和力抗体。
- **使用灵活** 实验板条可根据样本量随意拆卸组合。

检测原理


- 本试剂盒采用双抗体夹心法（Sandwich ELISA）检测样品中靶蛋白的浓度，其原理如下图



双抗体夹心 ELISA 原理图

检测效果

- 以碧云天 Mouse Insulin ELISA Kit (Ultrasensitive)(PI602)为例，灵敏度明显高于同类产品。碧云天的胰岛素 ELISA 试剂盒与 C 公司同类产品 Ultra Sensitive Mouse Insulin ELISA Kit 同时进行 ELISA 实验，图中可见碧云天的胰岛素 ELISA 试剂盒的检测灵敏度要高近 3 倍。



ELISA 实验检测效果对比图

产品信息

产品编号	产品名称	产品包装
PI602	Mouse Insulin ELISA Kit (Ultrasensitive)	96 次
PI606	Rat Insulin ELISA Kit (Ultrasensitive)	96 次

其他精选 ELISA 系列产品

产品编号	产品名称	产品包装
PI301	Mouse IL-1 β ELISA Kit	96 次
PI303	Rat IL-1 β ELISA Kit	96 次
PI305	Human IL-1 β ELISA Kit	96 次
PI326	Mouse IL-6 ELISA Kit	96 次
PI328	Rat IL-6 ELISA Kit	96 次
PI330	Human IL-6 ELISA Kit	96 次
PT512	Mouse TNF- α ELISA Kit	96 次
PT516	Rat TNF- α ELISA Kit	96 次
PT518	Human TNF- α ELISA Kit	96 次
P0209	TMB 显色液(ELISA HRP 显色用)	100ml

订货服务方式

E-mail: order@beyotime.com

QQ : 4001683301

热线: 400-1683301

800-8283301

在线订购: www.beyotime.com

上海碧云天生物技术有限公司

地址: 上海市松江区新飞路 1500 弄松江科技创业中心 5 号/30 号/68 号楼

邮编: 201611

网站: www.beyotime.com

热线: 400-1683301 或 800-8283301

Email: info@beyotime.com



碧云天网站



微信公众号